

1. Предназначение/показание
Светлино втвърдяваща се полимеризираща се пластмаса, предназначена за използване с екстраорални устройства за втвърдяване със светлина за генеративно производство на зъбни композити. **IMPRIMO® LC Temp II** е предназначен за генеративно производство на временни дълготрайни зъбни възстановявания и предварително оформени протезни зъби за използване в протеза.

2. Противопоказания
IMPRIMO® LC Temp II реставрации са противопоказани...
1. ... ако е известно, че пациентът е алергичен към някоя от съставките.
2. ... за мостове с повече от един мост.
3. ... за всяко приложение, което не е част от индикацията (вжете по-горе).

3. Целева група пациенти
Лица, лекувани в рамките на стоматологична процедура.

4. Предвиден потребител
Зъболекар, зъботехник

5. Изисквания
Информация за софтуера е достъпна от:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Strasse 37, 64293 Darmstadt, Germany

Harduer (3D печат) - Информацията е достъпна от:
ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Harduer (втвърдяване) - Информацията е достъпна от:
pro3dure medical (CD-1, CD-2) - Am Burgberg 13, D-58642 Iserlohn, Germany

Допълнителна информация на www.scheu-dental.com.

6. Материал
IMPRIMO® LC Temp II се състои от функционални (метакрилатни смоли и анорганични пълнители с големина на частиците от 0,4 до 3 микрометра.

7. Геометрични спецификации	
Зони на съвързване (минимум)	
Предни мостове	12 mm ²
Одлни мостове	14 mm ²
Минимална дебелина на стената:	
окулзивно	1,5 mm (централна фигура)
заобиколно	1 mm

8. Параметри на материала
Дълбочината на излъчване може да се контролира чрез времето на експозиция
≥ 100 μm
≥ 125 μm

1. Προβλεπόμενη χρήση/ενδείξεις
Πολυμερίσμο φωτοαποδεδειγμένο συνθέτικο υλικό που προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με εξωστοματικές συσκευές φωτοκλήνυσης για τη δημιουργία κατασκευών οδοντιατρικών εξαρτημάτων. Το **IMPRIMO® LC Temp II** ενδείκνυται για την κατασκευή, με προβλεπτική κατασκευή, προσωρινών οδοντικών αποκαταστάσεων και για την κατασκευή προκατασκευασμένων τεχνητών δοντιών για χρήση σε οδοντοστοιχία.

2. Αντενδείξεις
Οι αποκαταστάσεις **IMPRIMO® LC Temp II** αντενδείκνυνται ...
1. ... εάν ο ασθενής είναι αποδεδειγμένα αλλεργικός σε κάποιο από τα συστατικά.
2. ... για νεύρους με περικύτωση εάν χειρουργεί σε αυτήν την περιοχή.
3. ... για κάθε εφαρμογή που δεν αποτελεί αντικείμενο των ενδείξεων (βλ. παραπάνω)

3. Ομάδα στόχος ασθενών
Ατομα που υποβάλλονται σε οδοντιατρικές θεραπείες και επεμβάσεις.

4. Προβλεπόμενος χρήστης
Οδοντίατρος, οδοντοτεχνίτης

5. Απατήσεις
Πληροφορίες για το λογισμικό διαθέσιμες από:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Strasse 37, 64293 Darmstadt, Germany

Υλικός εξοπλισμός (3D printing) - Πληροφορίες διαθέσιμες από:
ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Υλικός εξοπλισμός (post curing) - Πληροφορίες διαθέσιμες από:
pro3dure medical (CD-1, CD-2) - Am Burgberg 13, D-58642 Iserlohn, Germany

Πρόσθετες πληροφορίες στη διεύθυνση www.scheu-dental.com.

6. Υλικό
Το **IMPRIMO® LC Temp II** αποτελείται από λειτουργικές μεθакρυλικές ρητίνες και ανόργανα πληρωτικά υλικά με μέγεθος σωματιδίων από 0,4 έως 3 micron.

7. Γεωμετρικές προδιαγραφές	
Επιφάνειες σύνδεσης (ελάχιστοι):	
πρόσθιες γέφυρες	12 mm ²
οπίσθιες γέφυρες	14 mm ²
Ελάχιστο πάχος τοιχώματος:	
οκύκλωση	1,5 mm (κεντρική σχαφή)
περιμετρικά	1 mm

8. Παράμετροι υλικού
Βάθος διόδωσης ακτινοβολίας ελεγχόμενο από τον χρόνο έκθεσης
≥ 100 μm
≥ 125 μm

9. Производствен процес (фиг. 1-10)
1. Подгответе данните (CAD & подготовка за изграждането).
2. Изберете параметрите на процеса (стил на изграждане и тн.).
3. Прехвърлете подготовените данни на 3D принтера.
4. Подгответе за 3D печат - разплатете бутилката.
5. Напълнете резервоара на 3D принтера.
6. Изграждате частите.
7. Почистете частите (IPA ≥ 97% или еквивалентен почистващ агент) за около 4 минути в ултразвукова вана или еквивалентен уред - препоръчва се предварително почистване.
8. Изсушете частите (със състен въздух, докато не останат остатъци от IPA или еквивалентния почистващ препарат).
9. Допълнително втвърдяване (10 минути): препоръчва се инертна атмосфера (използвайте подходящо оборудване за втвърдяване на светлина).
10. Завършете частите.

10. Персонализиране и циментирание
Временните възстановявания могат да бъдат персонализирани с помощта на втвърдяващи се със светлина композитни материали. Редукцията на възстановяването не трябва да надвишава 0,3 mm (инцизиал и вестбуларни зони) . Моля, следвайте инструкциите на производителя на втвърдяващите се със светлина композитни материали. За циментирание са подходящи обичайните временни зъбни цименти (без Eugenol) и адхезиви. Вътрешните части на короната трябва да бъдат кондиционирани чрез изсушаване или други обичайно използвани техники. Моля, следвайте инструкциите и информацията, предоставени от съответните производители.

11. Указания
Следвайте инструкциите на производителя на софтуера относно настройките на параметрите и препоръките за изграждане. Следвайте инструкциите на производителя на хардуера относно настройките на параметрите/отпечатването и препоръките за последващо втвърдяване. За да се избегнат негативни ефекти върху качеството на материала, при никакви обстоятелства не използвайте течния материал на облъчване. Отклоненията от описаните производствени процеси или условия на съхранение могат да доведат до различни механични и оптични свойства на материала . Обърнете внимание на личните предпазни средства по време на обработката. Съгласно Регламента за медицинските изделия на ЕС, потребителите/пациентите са длъжни да докладват сериозни събития и медицински изделия на произхода им и на отговорния орган в страната, в която са се случили. **Внимание:** Партидният номер и срокът на годност са посочени на всяка опаковка на материала. При reclamaция, моля, винаги посочвайте партидния номер на продукта. Не използвайте продукта след изтичане на срока на годност. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Избягвайте вдигане на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. За да избегна контакт по време на бременност/при кърмене. Измийте добре ръцете си след употреба. Да не се измисля замърсено работно обектно извън работното помещение. Използвайте предпазни ризавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лицето. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийвайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактите лещо, ако има такова и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. При полова на контакт без обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. Свалете замърсено обекто и го изперете преди повторна употреба. Съберете разлятото. Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под ключ. Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с официалните разпоредби.

12. Предупреждения за опасност
Може да причини алергична кожна реакция. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да увреди фертилитността. Предполага се, че уврежда плода.

9. Διαδικασία κατασκευής (εκ. 1-10)
1. Προετοιμάστε τα δεδομένα (προετοιμασία CAD και κατασκευή).
2. Επιλέξτε τις παραμέτρους διεργασίας (Build-Style κ.λπ.).
3. Μεταφέρετε τα προετοιμασμένα δεδομένα στον εκτυπωτή 3D.
4. Προετοιμάστε την εκτύπωση 3D - Αντικινήστε τη φιάλη.
5. Γεμίστε τη δεξαμενή ρητίνης του εκτυπωτή 3D.
6. Κατασκευάστε τα εξαρτήματα.
7. Καθαρίστε τα εξαρτήματα (με ισοπροπυλική αλκοόλη ≥ 97% ή ισοδύναμο καθαριστικό) - 4 λεπτά σε λουτρό υπερήχων ή ισοδύναμο συσκευή - συνιστάται ο προκατασκευαστικός καθαρισμός.
8. Ξηράνετε τα εξαρτήματα (με πεπιωμένο αέρα, μέχρι να μη μείνουν καθόλου κατάλοιπα της ισοπροπυλικής αλκοόλης ή ισοδύναμου υλικού).
9. Post-curing (10 λεπτά): συνιστάται αδρανής ατμόσφαιρα (χρησιμοποιήστε κατάλληλες συσκευές φωτοκλήνυσης).
10. Τελειοποιήστε τα εξαρτήματα.

10. Εξαστοίκευση και προσκόλληση
Οι προσωρινές αποκαταστάσεις μπορούν να εξαστοικούνται με συνθετα υλικά φωτοκλήνυσης. Η μέγιστη της αποκατάσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,3 mm (ισοκτική και παρεισκή επιφάνεια). Ακολουθήστε τις οδηγίες των κατασκευαστών των συνθετικών υλικών φωτοκλήνυσης και τη συσκευασία ενδείκνυται οι κανόνες οδοντιατρικής προσκόλλησης κοπής (quick eugenol) και τα συνηθιστά συγκόλλησης. Οι εσωτερικές επιφάνειες της στεφάνης θα πρέπει να προετοιμαζονται με αμμοβόλη ή άλλες εύρες χρησιμοποιούμενες τεχνικές. Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις υποδείξεις των κατασκευαστών.

11. Σημειώσεις
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού όσον αφορά τις ρυθμίσεις/παραμέτρων και τις συστάσεις/οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του υλικού/όσον αφορά τις ρυθμίσεις των παραμέτρων/τις συστάσεις εκτύπωσης και τα τεχνικά πολυμερή/τα την αποφυγή επιβλαβών επιπτώσεων στην ποιότητα του υλικού, μην εκθέτετε το υγρό υλικό σε καμία περίπτωση σε ακτινοβολία. Ακολουθείτε από τις περιγραφόμενες διαδικασίες κατασκευής και τη συνήθη αποθήκευση ενδεχόμενα να οδηγήσουν σε διαφορετικές μηχανικές και οπτικές ιδιότητες του υλικού. Κατά την επεξεργασία να χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Συμμορφωθείτε με τον κανονισμό της ΕΕ για τα κατασκευαστικά προϊόντα, οι χρήστες/ασθενείς υποχρεούνται να αναφέρουν πάντα τον αριθμό παρτίδας του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν τέτοιον την ημερομηνία λήξης. Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προσκόλλησης. Αποφύγετε να αναπνεύετε σκόνη/αποβλήματα/αέρια/σπονοδιασταύσεις/ενεργήματα. Αποφύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουκίας. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα χέρια. ΣΕ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σηλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υποστείτε φακό επιφάνεια, ασημερώστε τους εφόνος είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμμορφωθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό. Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό του δέρματος ή ερεθισμό: Συμμορφωθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμμορφωθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περλεκτής διατηρείται ελαφρώς κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Αποφύγετε το περικυμένο/περλεκτή σφύγγιο με τους επισημασμένους κανονισμούς.

12. Δήλωσης επικινδυνότητας
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Υποπίπτει για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

1. Rendeltetési cél / indikáció
Fényre keményedő polimerizálható gyanta, amely fogászati alkátrészek extraorális fotopolimerizációs készülékkel való generatív előállítására készült. A **IMPRIMO® LC Temp II** protézisekben használt, ideiglenes, hosszú távú fogazati helyreállítások és előformázott protézisfogak generatív előállítására javalt.

2. Ellenjavallatok
A **IMPRIMO® LC Temp II** restaurációk ellenjavalltak ...
1. ... ha a betegnél ismert, hogy allergás az összetevők bármelyikére.
2. ... hidakhoz több mint egy pontig esetén.
3. ... minden olyan felhasználásra, amely nem része a javallatnak (lásd fent).

3. Beteg-célcsoport
Fogorvosi ellátás keretében kezelt személyek.

4. Célfelhasználó
Fogorvos, fogtechnikus

5. Követelmények
Szoftver – információ itt érhető el:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Strasse 37, 64293 Darmstadt, Germany

Harder (3D nyomtatás) – Információ itt érhető el:
ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Harder (Post Curing) – Információ itt érhető el:
pro3dure medical (CD-1, CD-2) - Am Burgberg 13, D-58642 Iserlohn, Germany

További információk a www.scheu-dental.com oldalon.

6. Anyag
A **IMPRIMO® LC Temp II** funkcionális metakrilgyantából és 0,4–3 mikrométer részecskeméretű szervetlen töltőanyagokból áll.

7. Geometrial előírások	
Csatlakozó területek (minimum):	
Elülső fogak	12 mm ²
Oldalsó fogak	14 mm ²
Minimális falvastagság:	
okkluzálisan	1,5 mm (központi barázda)
külsőfelől	1 mm

8. Anyag-paraméterek
A sugárzás mélysége az expozíciós idő útján szabályozható
≥ 100 μm
≥ 125 μm

1. Gebruiksdoel / Indicatie
Lichtuithardende polymeriseerbare kunststof bedoeld voor gebruik in combinatie met extraorale lichtpolymerisatieapparaten voor de generatieve productie van tandheelkundige componenten. **IMPRIMO® LC Temp II** is geïndiceerd voor de generatieve productie van tijdelijke langdurig houdbare restauraties van gebits-elementen en van voorgevormde prothese-elementen voor gebruik in een prothese.

2. Contra-indicaties
IMPRIMO® LC Temp II restauraties zijn contra-indiceerd ...
1. ... wanneer bekend is dat het patient allergisch is voor een van de bestanddelen.
2. ... voor bruggen met meer dan een pontic.
3. ... voor elke toepassing die niet deel uitmaakt van de indicatie (zie boven).

3. Patiëntendiegroep
Personen, die een tandheelkundige behandeling ondergaan.

4. Beoogde gebruiker
Tandarts, tandtechnicus

5. Eisen
Software-informatie verkrijgbaar bij:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Strasse 37, 64293 Darmstadt, Germany

Hardware (3D printing) - informatie verkrijgbaar bij:
ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Hardware (post curing) - informatie verkrijgbaar bij:
pro3dure medical (CD-1, CD-2) - Am Burgberg 13, D-58642 Iserlohn, Germany

Aanvullende gegevens op www.scheu-dental.com.

6. Material
IMPRIMO® LC Temp II bestaat uit functionele methacrylaatharsen en anorganische vulstoffen met een deeltjesgrootte van 0,4 tot 3 micrometer.

7. Geometrische specificaties	
Aansluitgebieden (minimum):	
Anterieure gebieden	12 mm ²
Laterale bruggen	14 mm ²
Minimale wanddikte:	
occlusaal	1,5 mm (centrale fissuur)
omlopemd	1 mm

8. Materiaalparameters
Stralingsdiepte bestuurbaar via de belichtingstijd
≥ 100 μm
≥ 125 μm

9. Előállítási folyamat (1–10. ábra)
1. Készítse elő az adatokat (CAD és a kivitelezés előkészítése).
2. Válassza ki a folyamat-paramétereket (Build-Style stb.).
3. Vagyé át az előkészített adatokat a 3D nyomtatóra.
4. A 3D nyomtatás előkészítése – rázza fel a palackot.
5. Töltsé fel a 3D nyomtató gyantatarálványt.
6. Készítse el a részeket.
7. Tisztítsa meg a részeket (IPA ≥ 97%-os vagy azazal egyenértékű tisztítószerekkel) kb. 4 percig egy ultrahangos fürdőben vagy azazal egyenértékű készülékben (előzetes tisztítás javasolt).
8. Szárítsa meg a részeket (sűrített levegővel), amíg már nem marad IPA vagy azazal egyenértékű tisztítószor maradvány.
9. Utólagos keményítés (10 perc): inert atmoszféra javasolt (használdjon megfelelő fotopolimer-izációs készüléket).
10. Fejezzé be a részeket.

10. Individualizálás és cementálás
Az ideiglenes fogpótlások fényre keményedő kompozit anyagokkal individualizálhatók. A fogpótlás csökkentése nem haladhatja meg a 0,3 mm-t (incizális és vestibuláris területek). Kérjük, kövesse a fényre keményedő kompozit anyagok gyártóinak utasításait. A szokásos (egyenől-menes) ideiglenes fogászati cementek és ragasztók alkalmazása a korona belső területét homokfórással vagy más általánosan használt technikával kondicionálni kell. Kérjük, kövesse az adott gyártó utasításait és tájékoztatást.

11. Értésítés
Kövesse a szoftver gyártójának a paraméter-beállításokra és a tervezési javaslatokra vonatkozó utasításait. Kövesse a hardver gyártójának a paraméter-beállításokra és a nyomtatásra és utólagos keményítésre vonatkozó utasításait. Az anyagmennyiségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében a folyékony anyagot semmilyen körülmények között ne tegye ki besugárzásnak. A leírt gyártási folyamatokból vagy tárolási feltételekből való eltérések az anyag elvárt mechanikai és optikai tulajdonságaitól vezethetnek. A feldolgozás során ügyeljen az egyéni védőeszközökre. Az orvostechinikai eszközökről szóló EU rendelet értelmében a felhasználók/betegok kötelesek jelenteni az orvostechinikai eszközök kapcsolatos súlyos eseményeket a gyártóknak és az előfordulás helye szerint illetékes hatóságának. **Figyelme!** A telítészám és a minőségmegőrzési határidő az anyag minden csomagolásán fel van tüntetve. Részletesebben eseten kérjük, mindig adja meg a termék telítészámát. Ne használja a terméket a minőségmegőrzési határidő lejártá után. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értet le. Kérülje a por/üst/gáz/köd/ökök/permet beelégzését. A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést. Használat után alaposan mosson kezet. Szenyenyezett munkaruhát tilos kivenni a munkahelyi területéről. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/árvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemossa bő szappanos vízzel. SZEMBE KERÜLES esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Bőrráritáció vagy káros megjelensége esetén: orvosi ellátást kell kérni. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. A szemnyezet ruhadarabát le kell venni és újabb használat előtt ki kell mosni. A kiemelt anyagot össze kell gyűjteni. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tárolandó. A tartalmat/tartályt a hatóság előírásának megfelelően ártalmatlanítsa.

12. Figyelmeztető mondatok
Allergias bőrrreakciók válhatnak ki. Súlyos szemirritációt okoz. Károsíthatja a termékenységét. Feltehetően károsítja a magzatot.

9. Productieproces (afb. 1-10)
1. Data voorbereiden (CAD & opbouwvoorbereiding).
2. Selecteer de procesparameters (build-style enz.).
3. Breng de voorbereide data over naar de 3D-printer.
4. 3D-prints voorbereiden - fles schudden.
5. Vul de tank van de 3D-printer.
6. Bouw de objecten.
7. Objecten reinigen (met IPA ≥ 97 % of een gelijkwaardig reinigingsmiddel) ca. 4 min in een ultrasoon bad of een gelijkwaardig apparaat - voorreiniging aanbevelen.
8. Droog de objecten (met perslucht, tot er geen restanten van IPA of een gelijkwaardig reinigingsmiddel meer zijn).
9. Latere uitdroging (10 min): inerte atmosfeer aanbevolen (geschikte lichtuithardingsapparaten gebruiken).
10. Objecten afwerken.

10. Individualiseren en cementeren
De tijdelijke restauraties kunnen van individuele kenmerken worden voorzien door middel van lichtuithardende composietmaterialen. De restauratie mag niet meer dan 0,3 mm (incisaal en vestibulair gebied) worden verkleind. Volg de aanpakwijzingen van de fabrikanten van lichtuithardende composieten op. Geschikt voor cementeren zijn gebruiksklare tijdelijke cementen (nvt van eugenol) en hechtmiddelen. De delen aan de binnenkant van de kroon dienen door zandstralen of andere gebruikeijke technieken te worden geconditioneerd. Volg de instructies en aanwijzingen van de desbetreffende fabrikanten op.

11. Opmerking
Volg de aanwijzingen van de softwarefabrikant ten aanzien van parameterinstellingen en aanbevelingen voor constructie. Volg de aanwijzingen van de hardwarefabrikant ten aanzien van parameterinstellingen / printadviezen en aanbevelingen voor afsluitend uitharden. Om nadelige gevolgen op de kwaliteit van het materiaal te voorkomen, mag het vloeibare materiaal in geen geval worden blootgesteld aan bestraling. Afwijkingen van de beschreven productiemethodes of opslagvoorwaarden kunnen leiden tot afwijkingen in het product op. Het product mag niet na afloop van de houthardingsdatum, datum, pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoor schriften gelezen en begrepen heeft. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/splutnevel vermijden. Bij wangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. Handen grondig wassen na gebruik. Verontreinigde werkkleding mag de werkuimte niet verlaten. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oboeschermende beschermingsmiddelen dragen. Bij CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen al vóór de eerste opwarming te gebruiken. Geleidelijk aan de stof opruimen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Voor de inhoud/container af volgens de officiële voorschriften.

12. Gevarensinstructies
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.