TR | Kullanım talimatı

CA® Foil/CA® Foil+

Basınçlı kalıplama folyoları

Açıklama: CA® filmi, kırılma dayanımı, elastikiyet ve boyutsal kararlılık bakımından mükemmel özelliklere sahip, berrak-şeffaf, tok ve aşınmaya dayanıklı bir PETG basınçlı kalıplama malzemesidir. Malzeme, tıbbi ürünlerin biyolojik uyumluluğuna yönelik gereklilikleri karşılamaktadır.

Kullanım amacı: Diş ve ortodontik tedavi için aparat ve plak üretimi için basınçlı kalıplama folyoları

Endikasyon: Sadece Aligner plakların (yamuk dişlerin ve çenelerin düzeltilmesi için) ve genişletme Aligner'lerinin üretimi için uygundur.
Hasta bilgileri www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material adresinde yer almaktadır.

Kontrendikasyon: Hassas kişilerde CA folyo (PETG) bileşenlerine karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Kötü ağız hijyeni, aktif periodontal hastalık, akut intraoral enflamatuvar süreçler veya tümör benzeri değişiklikler söz konusu olduğunda endike değildir. Kullanım alanı dışında kullanım için endike değildir.

Hedef hasta grupları: Yetişkinler, gençler. Hassas hasta gruplarında, ağız mukozası veya periodontal dokudaki olası değişikliklerin erken fark edilmesi için düzenli diş hekimi kontrollerinin yapılması önerilir.

Klinik fayda: Yamuk dişlerin ve çenelerin düzeltilmesi için.

Kullanıcı: Yalnızca diş hekimliği alanında eğitim almış uzman personel tarafından kullanılmalıdır (örn. diş teknisyeni, diş hekimi, ortodontist, diş hekimi asistanı)

Saklama: 5 ila 35 °C'de saklayın. Güneş ışığından koruyun. Kuru ortamda muhafaza edin.

Uyarı: Tek kullanımlıktır. Işıkla sertleştirilen plastiklerle kısmikullanım için uygun değildir. Ürünün kullanımıyla ilgili meydana gelen ciddi olaylar derhal üreticiye ve ilgili kuruma bildirilmelidir!

Güvenlik bilgisi: Kullanım uygulayıcının sorumluluğundadır. Malzeme çatlamış/kırılmış/kabarmışsa, yutma veya aspirasyon riski varsa plak kullanılmamalıdır. CA folyosunu 3D baskılı modellerle kullanırken, deliksiz bir koruyucu film (ISOFOLAN®) kullanılmalıdır. Basınçlı kalıplama işleminden sonra koruyucu folyoyu çıkarın. Ürünleri alkollü/organik çözelti maddeleri, sıcak su ya da buharlı temizleyiciler ile temas ettirmeyin.

İşleme talimatları

Model hazırlığı: Belirgin alt kesiklerde, diş ekvatorunun altında kalan bölgeler ve papiller, plağın daha sonra iyi bir sürtünme tutuculuğuna sahip olmasını, ancak ağza yerleştirilirken aşırı derecede kabarmamasını sağlayacak şekilde dijital olarak veya basınçlı kalıplama işleminden önce BLUE-BLOKKER® (REF 5276) ya da SIL-KITT (REF 3442/3443) ile bloke edilmelidir.

Basınçlı kalıplama: Yuvarlak CA® filmi, SCHEU-DENTAL'in basınçlı kalıplama cihazlarında (BIOSTAR® ve MINISTAR S®) işlenebilir. Yazı, estetik nedenlerden dolayı azı dişleri alanına konumlandırılmalıdır. Bunun için filmi, yazı baskı haznesinin dönme eksenine paralel olacak ve model ön dişleriyle kapatma miline doğru bakacak şekilde gerdirin. Tam modeller, temel olarak granül içinde ve diş arkları ise model destek plakası üzerinde basınçlı kalıplama işlemine tabi tutulmalıdır. CA® filmi, ambalaj etiketlerinde ve filmin üzerindeki baskıda belirtilen son derece kısa ısıtma sürelerine ihtiyaç duyar. Filmlerin başlangıç kalınlığı, model boyutuna bağlı olarak basınçlı kalıplama işlemi sırasında azalır.

Son işlemler: CA® filmi, SD film makası A (REF 3460) ile sorunsuz şekilde işlenebilir. Son işleme ve polisaj, DIMO® / DIMO® PRO diskleri (REF 3380-3384/3376) ile yapılır. Otopolimerizanlarla (örn. BIOCRYL®-RESIN REF 3218/3221) bağlantı ve yapılandırma sorunsuz bir şekilde mümkündür. Plağın pürüzlendirilmesine gerek yoktur.

Temizlik/Bakım: CETRON® ürün grubumuzdaki CETRON® tozu (REF 3237/3239) ile günlük temizlik yapılması önerilir. Plak, protez fırçası ve su yardımıyla da temizlenebilir. Plağın değişime uğramasını, renginin değişmesini ve hasar görmesini önlemek için oksitleyici maddeler (aktif oksijen, klor vb.) içeren temizlik ürünleri kullanılmamalıdır. Aynı şekilde, etanol, aseton vb. alkol içeren/organik çözücüler de temizlik amacıyla kullanılmamalıdır. Sodyum lauril sülfat gibi anyonik yüzey aktif maddeler içeren diş macunu veya ağız gargaraları ile dişlerin veya plağın temizlenmesinden kaçınılmalıdır. Malzeme sıcaklığa duyarlıdır ve kaynar su veya kahve ya da çay gibi sıcak içeceklerle temas etmemelidir. Kullanıcı olarak lütfen hastayı plağın bakımı hakkında bilgilendirin.

Film yelpazesinin tamamını **www.scheu-dental.com** adresinde bulabilirsiniz.

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.09 Rev. 03 / 2026-01-22