NO | Bruksanvisning

CA® Foil/CA® Foil+

dyptrekkingsfolier

Beskrivelse: CA®-folie er et klart, transparent, seigt og slitasjebestandig PETG-dyptrekkingsmateriale med fremragende egenskaper når det gjelder bruddstyrke, elastisitet og formstabilitet. Materialet oppfyller kravene til biologisk kompatibilitet for medisinsk utstyr.

Tiltenkt bruk: Dyptrekkingsfolier til fremstilling av apparatur og skinner til tann- og kjeveortopedisk behandling.

Indikasjon: Utelukkende egnet til fremstilling av alignere (for korrigering av feilstillinger i tenner og kjeve) og ekspansjonsalignere. Pasientinformasjon finnes på www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikasjon: Allergiske reaksjoner på komponenter i CA-folien (PETG) kan ikke utelukkes hos sensibiliserte personer. Ikke indisert ved dårlig munnhygiene, aktiv periodontal sykdom, akutte intraorale betennelsesprosesser eller tumorøse forandringer. All bruk utenfor bruksområdet er ikke indikert.

Pasientmålgrupper: Voksne, ungdom. Det anbefales å gjennomføre regelmessige tannlegekontroller hos sårbare pasientgrupper for å oppdage mulige forandringer i munnslimhinnen eller periodontalt vev på et tidlig stadium.

Klinisk nytte: Korrigering av feilstillinger i tenner og kjeve.

Brukere: Skal kun brukes av kvalifisert fagpersonell innen tannhelse (f.eks. tanntekniker, tannlege, kjeveortoped, tannhelsesekretær).

Oppbevaring: Oppbevares ved 5 til 35 °C. Beskyttes mot sollys. Oppbevares tørt.

Merknad: Kun til engangsbruk. Ikke egnet til delvise oppbygninger med lysherdende plast. Alvorlige hendelser i forbindelse med bruk av produktet må umiddelbart rapporteres til produsent og ansvarlig tilsynsmyndighet!

Sikkerhetsanvisninger: Bruken skjer på brukerens eget ansvar. Skinnen må ikke brukes hvis det er sprekker/brudd/bobler i materialet, fare for svelging eller aspirasjon. Ved bruk av CA-folie med 3D-printede modeller må det brukes en ikke-perforert beskyttelsesfolie (ISOFOLAN®). Fjern beskyttelsesfolien etter dyptrekkingssprosessen. Produktene må ikke komme i kontakt med alkoholholdige/organiske løsemidler, varmt vann eller damprensere.

Bearbeidingsanvisninger

Klargjøring av modell: Ved markante undersnitt bør disse under tannens ekvator samt papillene blokkeres ut, enten digitalt eller før dyptrekkingssprosessen med BLUE-BLOKKER® (REF 5276) eller SIL-KITT (REF 3442/3443), slik at skinnen deretter får god friksjon, men ikke buer seg for mye ved innsetting.

Dyptrekking: Rund CA®-folie kan bearbeides i dyptrekkingsapparater fra SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® og MINISTAR S®). Av estetiske hensyn bør påskriften plasseres i molarområdet. Spenn folien inn slik at påskriften ligger parallelt med trykkammerets svingakse, og modellen er plassert med fortennene vendt mot låseakselen. Helmodeller bør som hovedregel dyptrekkes i granulatet, og tannkranser på modellstøtteplaten. CA®-folie krever svært korte oppvarmingstider, som er angitt på emballasjeetikettene og folietrykket. Foliens opprinnelige tykkelse reduseres under dyptrekkingen, avhengig av modellens størrelse.

Etterbearbeiding: CA®-folien kan enkelt etterbearbeides med SD-foliesaks A (REF 3460). Sluttbearbeiding og polering utføres med DIMO® / DIMO® PRO-skiver (REF 3380–3384/3376). Sammenføyning og oppbygging med selvpolymeriserende materialer (f.eks. BIOCRYL®-RESIN, REF 3218/3221) kan utføres uten problemer. Det er ikke nødvendig å rue opp skinnen.

Rengjøring/pleie: Daglig rengjøring med CETRON®-pulver (REF 3237/3239) fra vårt CETRON®-sortiment anbefales. Skinnen kan også rengjøres med en protesebørste og vann. For å unngå forandringer, misfarging og skade på skinnen bør det ikke brukes rengjøringsmidler som inneholder oksidasjonsmidler (aktivt oksygen, klor e.l.). På samme måte må alkoholholdige/organiske løsemidler som f.eks. etanol eller aceton ikke brukes til rengjøring. Rengjøring av tennene eller skinnen med tannkrem eller munnskyllevann som inneholder anioniske tensider, som f.eks. natriumlaurylsulfat, bør unngås. Materialet er temperaturfølsomt og bør ikke komme i kontakt med kokende vann eller varme drikker som kaffe eller te. Som bruker skal du informere pasienten om hvordan skinnen skal vedlikeholdes.

Hele foliesortimentet finner du på: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.23 Rev. 03 / 2026-01-22