PL | Instrukcja używania

CA® Foil/CA® Foil+

folie do termoformowania

Opis wyrobu: Folia CA® to transparentny, ciągliwy i odporny na ścieranie materiał PETG do termoformowania o doskonałych właściwościach pod względem odporności na pękanie, elastyczności i stabilności kształtu. Materiał spełnia wymagania dotyczące biozgodności wyrobów medycznych.

Przewidziane zastosowanie: Folie do termoformowania, przeznaczone do wytwarzania aparatów i szyn do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego

Wskazania: Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do wytwarzania nakładek ortodontycznych (do korekcji wad zgryzu) i aparatów ekspansyjnych. Informacje dla pacjenta są dostępne pod adresem www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Przeciwwskazania: Nie można wykluczyć reakcji alergicznych na składniki Folii CA (PETG) u osób uczulonych. Niewskazany w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej, czynnej choroby przyzębia, ostrych stanów zapalnych lub zmian nowotworowych w jamie ustnej. Jakiekolwiek użycie wykraczające poza obszar zastosowania jest niewskazane.

Grupy docelowe pacjentów: Dorośli, młodzież. W przypadku wrażliwych grup pacjentów zaleca się regularne kontrole stomatologiczne w celu wczesnego rozpoznania ewentualnych zmian błony śluzowej jamy ustnej lub tkanek przyzębia.

Korzyść kliniczna: Korrektur von Zahn- oder Kieferfehlstellungen.

Użytkownik: Wyrób może być stosowany wyłącznie przez wykwalifikowany specjalistyczny personel stomatologiczny (np. techników dentystycznych, lekarzy stomatologów, ortodontów, asystentów stomatologicznych)

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 5 do 35°C. Trzymać z dala od światła słonecznego. Chronić przed wilgocią.

Wskazówka: Wyrób jednorazowego użytku. Nie nadaje się do częściowej nadbudowy za pomocą światłoutwardzalnych tworzyw sztucznych. Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy niezwłocznie zgłaszać producentowi i właściwemu organowi!

Informacja dotycząca bezpieczeństwa: Wyrób stosowany jest na odpowiedzialność lekarza prowadzącego. W przypadku obecności pęknięć/złamań/pęcherzyków powietrza w materiale, nie należy używać szyny, ponieważ stwarza to ryzyko połknięcia lub aspiracji. W przypadku stosowania Folii CA z modelami wykonanymi techniką druku 3D, należy użyć nieperforowanej folii ochronnej (ISOFOLAN®). Po zakończeniu procesu termoformowania należy usunąć folię ochronną. Nie dopuszczać do kontaktu produktów z rozpuszczalnikami alkoholowymi/organicznymi, gorącą wodą lub wytwornicami pary.

Wskazówki dotyczące stosowania

Przygotowanie modelu: W przypadku wyraźnych podcieni należy wykonać blokowanie poniżej równika zęba oraz w obszarze brodawek, cyfrowo lub przed procesem termoformowania za pomocą wyrobu BLUE-BLOKKER® (REF 5276) lub SIL-KITT (REF 3442/3443) w taki sposób, by szyna zapewniała dobre tarcie, lecz nie wybrzuszała się zbyt mocno podczas zakładania.

Termoformowanie: Okrągła folia CA® może być poddawana obróbce w urządzeniach do termoformowania SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® i MINISTAR S®). Ze względów estetycznych napis powinien zostać umieszczony w okolicy zębów trzonowych. Folię należy zamocować w taki sposób, aby napis leżał równolegle do osi obrotu komory ciśnieniowej, a model był ustawiony zębami przednimi w kierunku wału zamykającego. Protezy całkowite powinny być zasadniczo termoformowane w granulacie, a łuki zębowe na płytce wsporczej modelu. Folia CA® wymaga niezwykle krótkich czasów ogrzewania, wskazanych na etykietach opakowaniowych i nadruku na folii. Wyjściowa grubość folii obniża się podczas termoformowania w zależności od rozmiaru modelu.

Opracowanie końcowe: Folię CA® można łatwo dociąć za pomocą nożyczek do folii SD A (REF 3460). Wykańczanie i polerowanie odbywa się przy użyciu tarcz DIMO® / DIMO® PRO (REF 3380-3384/3376). Łączenie i nadbudowa są możliwe przy użyciu materiałów samopolimeryzujących (np. BIOCRYL®-RESIN REF 3218/3221). Nie jest konieczne uprzednie zmatowienie szyny.

Czyszczenie/pielęgnacja: Zaleca się codzienne czyszczenie proszkiem CETRON® (REF 3237/3239) z serii produktów CETRON®. Szynę można również czyścić za pomocą szczoteczki do protez i wody. W celu uniknięcia zmian, przebarwień i uszkodzeń szyny, nie należy stosować środków czyszczących zawierających utleniacze (aktywny tlen, chlor itp.). Do czyszczenia nie należy też używać rozpuszczalników zawierających alkohol/organicznych, takich jak np. etanol, aceton itp. Należy unikać czyszczenia zębów lub szyny pastą do zębów lub płynem do płukania jamy ustnej zawierającymi anionowe środki powierzchniowo czynne, np. Sodium Lauryl Sulfate. Materiał jest wrażliwy na temperaturę i nie powinien mieć kontaktu z wrzącą wodą lub gorącymi napojami, takimi jak kawa czy herbata. Jako użytkownik należy poinformować pacjenta/pacjentkę o konieczności właściwej pielęgnacji szyny.

Pełny asortyment folii można znaleźć pod adresem: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.10 Rev. 03 / 2026-01-22