SK | Návod na použitie

CA® Foil/CA® Foil+

termoplastické fólie

Opis: Fólia CA® je priehľadný, tuhý termoplastický materiál PETG odolný proti oderu s vynikajúcimi vlastnosťami čo sa týka pevnosti v lome, elasticity a stability tvaru. Materiál spĺňa požiadavky na biologickú znášanlivosť zdravotníckych pomôcok. Určený účel Termoplastické fólie na výrobu aparatúr a dláh pre stomatologickú a ortodontickú liečbu

Indikácia: Vhodné výhradne na výrobu vyrovnávacích dláh (na korekciu chybného postavenia zubov a čeľustí) a expanzných alignerov. Informácie o patentoch nájdete na adrese www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikácia: U senzibilizovaných osôb nemožno vylúčiť alergické reakcie na zložky CA fólie (PETG). Nie je indikované pri zlej ústnej hygiene, aktívnom parodontálnom ochorení, akútnom intraorálnom zápalovom procese alebo nádorových zmenách. Akákoľvek aplikácia mimo oblasti použitia je neindikovaná.

Cieľové skupiny pacientov: Dospelí, mladiství. Pri citlivých skupinách pacientov sa odporúča vykonávať pravidelné stomatologické kontroly, aby sa včas zachytili možné zmeny sliznice ústnej dutiny alebo parodontálneho tkaniva.

Klinické použitie: Korekciu chybného postavenia zubov a čeľustí.

Používateľ: Len pre vyškolený odborný personál v oblasti stomatológie (napr. zubní technici, stomatológovia, ortodontisti, zubní asistenti)

Skladovanie: Skladujte pri teplote 5 až 35 °C. Chráňte pred slnečným svetlom. Uchovávajte v suchu.

Upozornenie: Na jednorazové použitie. Nevhodné na čiastočné spracovanie so svetlom tuhnúcimi kompozitmi. Závažné incidenty súvisiace s používaním výrobku sa musia okamžite nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu!

Bezpečnostné upozornenie: Za použitie je zodpovedný zubný lekár. V prípade trhlín/prasklín/tvorby bubliniek v materiáli sa dlaha nesmie používať, hrozí riziko prehltnutia alebo vdýchnutia. Pri použití CA fólie s 3D vytlačenými modelmi sa musí použiť neperforovaná ochranná fólia (ISOFOLAN®). Po procese tepelného tvarovania ochrannú fóliu odstráňte.Výrobky sa nesmú dostať do kontaktu s alkoholovými/organickými rozpúšťadlami, horúcou vodou alebo parnými čističmi.

Pokyny pre spracovanie

Príprava modelu: Výrazné zárezy pod rovníkom zuba aj papily je nutné buď digitálne, alebo pred procesom termoformovania vyblokovať pomocou prípravkov BLUE-BLOKKER® (REF 5276) alebo SIL-KITT (REF 3442/3443) tak, aby mala dlaha následne dobrú frikciu, ale aby sa pri vložení veľmi nevyklenula.

Termoformovanie: Okrúhla fólia CA® sa môže spracovávať v termoformovacích prístrojoch spoločnosti SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® a MINISTAR S®). Z estetických dôvodov by sa mal nápis umiestniť do oblasti molárov. Na tento účel založte fóliu tak, aby bol nápis paralelne k výkyvnej osi tlakovej komory a model smeroval prednými zubami k uzatváraciemu hriadeľu. Plné modely by sa v zásade mali termoformovať v granuláte a zubné korunky na doske na podopretie modelov. Fólia CA® si vyžaduje extrémne krátke časy ohrevu, ktoré nájdete na štítkoch balenia a potlače fólie. Východzia hrúbka fólie sa pri termoformovaní zredukuje v závislosti od veľkosti modelu.

Spracovanie: Fóliu CA® možno bez problémov spracovať SD nožnicami na fóliu A (REF 3460). Záverečné opracovanie a leštenie vykonajte kotúčmi DIMO® / DIMO® PRO (REF 3380-3384/3376). Je možné bezproblémové spájanie a nadstavba pomocou autopolymerizátov (napr. BIOCRYL®-RESIN REF 3218/3221). Zdrsnenie dlahy nie je potrebné.

Čistenie/ošetrovanie: Odporúčame denné čistenie práškom CETRON® (REF 3237/3239) z našej ponuky CETRON®. Dlahu je možné čistiť aj kefkou na protézy a vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky s oxidačnými činidlami (aktívny kyslík, chlór atď.), aby nedošlo k zmenám, zafarbeniu a poškodeniu dlahy. Na čistenie nepoužívajte ani rozpúšťadlá s obsahom alkoholu/organické rozpúšťadlá, ako napr. etanol, acetón atď. Vyhýbajte sa čisteniu zubov a dlahy zubnou pastou alebo ústnou vodou, ktorá obsahuje aniónové tenzidy, ako napr. laurylsulfát sodný. Materiál je citlivý na teplotu a nesmie prísť do kontaktu s vriacou vodou ani horúcimi nápojmi, ako je káva alebo čaj. Ako používatelia informujte pacientov o starostlivosti o dlahu.

Kompletnú ponuku fólií nájdete na adrese: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.25 Rev. 03 / 2026-01-22