PT | Instruções de utilização

CA® Foil/CA® Foil+

películas de termoformagem

Descrição: A película CA® é um material de termoformagem PETG transparente claro, duro e resistente à abrasão com excelentes propriedades em termos de resistência à rutura, elasticidade e estabilidade dimensional. O material cumpre os requisitos de compatibilidade biológica de dispositivos médicos.

Finalidade prevista: Películas de termoformagem para a criação de equipamentos e aparelhos dentários para o tratamento odontológico e ortodôntico

Indicação: Adequadas exclusivamente para a criação de aparelhos dentários de alinhamento (para a correção de posicionamentos incorretos dos dentes e maxilares) e alinhadores de expansão. Informações para pacientes em www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Contraindicação: Não é possível excluir a ocorrência de reações alérgicas a componentes da película CA (PETG) em pessoas sensibilizadas. Não indicado em caso de má higiene oral, doença periodontal ativa, processos inflamatórios intraorais agudos e alterações tumorais. Qualquer utilização fora da área de aplicação não é indicada.

Grupo-alvo de doentes: Adultos, adolescentes. É recomendado efetuar consultas dentárias regulares em grupos de pacientes vulneráveis para detetar atempadamente possíveis alterações da mucosa oral ou do tecido periodontal.

Benefício clínico: Correção de posicionamentos incorretos dos dentes e maxilares.

Utilizador: Apenas para utilização por pessoal qualificado na área dentária (p. ex. técnico/a de prótese dentária, dentista, ortodontista, assistente de medicina dentária)

Armazenamento: Armazenar entre 5 e 35 °C. Proteger da luz solar. Guardar seco.

Nota: Para uma única utilização. Não adequado para a construção parcial com plásticos fotopolimerizáveis. Os incidentes graves ocorridos em associação com a utilização do produto devem ser imediatamente reportados ao fabricante e à autoridade competente!

Indicação de segurança: A utilização é da responsabilidade do responsável pelo tratamento. O aparelho dentário não pode ser utilizado se o material apresentar rasgos/fissuras/bolhas, perigo de engolimento ou aspiração. Em caso de utilização da película CA com modelos impressos em 3D, é necessário utilizar uma película protetora não perfurada (ISOFOLAN®). Remover a película protetora após a termoformagem. Não colocar os dispositivos em contacto com solventes com teor de álcool/orgânicos, água quente ou jatos de vapor.

Instruções de processamento

Preparação do modelo: No caso de saliências marcantes, as mesmas devem ser bloqueadas abaixo do equador do dente, assim como as papilas, digitalmente ou antes da termoformagem com BLUE-BLOKKER® (REF 5276) ou com SIL-KITT (REF 3442/3443), de forma a que o aparelho tenha depois uma boa fricção, mas sem levantar demasiado ao ser colocado.

Termoformagem: A película CA® redonda pode ser processada em termoformadoras da SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® e MINISTAR S®). Por motivos estéticos, as letras devem ser posicionadas na área dos molares. Fixe a película de forma a que as letras fiquem paralelas ao eixo oscilante da câmara de pressão e o modelo com os dentes da frente no sentido do veio de travamento. Por norma, o molde dos modelos completos deve ser feito em granulado e o de arcadas dentárias na placa de suporte do modelo. A película CA® precisa de tempos de aquecimento extremamente curtos, que podem ser consultados nos rótulos da embalagem e na impressão nas películas. A espessura inicial das películas reduz-se na termoformagem consoante o tamanho de modelo.

Elaboração: A película CA® pode ser trabalhada sem qualquer problema com a tesoura para películas SD A (REF 3460). O trabalho final e o polimento podem ser realizados com os discos DIMO® / DIMO® PRO (REF 3380-3384/3376). É possível a ligação e a construção com autopolimerizados (p. ex. BIOCRYL®-RESIN REF 3218/3221) sem qualquer problema. Não é necessário tornar o aparelho áspero.

Limpeza/conservação: É recomendada a limpeza diária com pó CETRON® (REF 3237/3239) do nosso programa CETRON®. O aparelho pode ser limpo com a ajuda de uma escova para próteses e água. Para evitar alterações, mudanças de cor e danos nos aparelhos, não devem ser usados produtos de limpeza com agentes oxidantes (oxigénio ativo, cloro e semelhantes). Também não podem ser usados solventes com teor de álcool/orgânicos como p. ex. etanol, acetona, etc. para a limpeza. A limpeza dos dentes ou do aparelho com pasta de dentes ou elixir oral, que contenham tensioativos aniónicos, como p. ex. Sodium Lauryl Sulfate. O material é sensível à temperatura e não deve entrar em contacto com água a ferver ou bebidas quentes, como café ou chá. Como utilizador/a informe o/a paciente sobre a conservação do aparelho.

O programa de películas completo encontra-se em: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.06 Rev. 03 / 2026-01-22