EL | Οδηγίες χρήσης

CA® Foil/CA® Foil+

φύλλα νάρθηκα

Περιγραφή: Το φύλλο CA® είναι ένα κρυστάλλινα διαφανές, δύσθραυστο υλικό φορμαρίσματος PETG, ανθεκτικό στην τριβή, με εξαιρετικές ιδιότητες ως προς την αντοχή στη θραύση, την ελαστικότητα και τη σταθερότητα σχήματος. Το υλικό πληροί τις απαιτήσεις βιοσυμβατότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Προβλεπόμενη χρήση: Φύλλα νάρθηκα για τη δημιουργία μηχανισμών και ναρθήκων για την οδοντιατρική και ορθοδοντική θεραπεία

Ένδειξη: Κατάλληλα αποκλειστικά για την κατασκευή ναρθήκων Aligner (για τη διόρθωση ελλειμμάτων δοντιών και γνάθου) και Aligner επέκτασης. Υποδείξεις για ασθενείς στη διεύθυνση www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material."

Αντένδειξη: Δεν αποκλείονται αλλεργικές αντιδράσεις σε συστατικά του φύλλου CA (PETG) σε ευαισθητοποιημένα άτομα. Δεν ενδείκνυται σε περίπτωση κακής στοματικής υγιεινής, ενεργής περιοδοντικής νόσου, οξέων ενδοστοματικών φλεγμονών ή νεοπλασματικών αλλοιώσεων. Οποιαδήποτε χρήση πέραν του πεδίου χρήσης δεν ενδείκνυται.

Στοχευόμενη ομάδα ασθενών: Ενήλικες, έφηβοι. Στις ευάλωτες ομάδες ασθενών συνιστάται τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών αλλοιώσεων του στοματικού βλεννογόνου ή των περιοδοντικών ιστών.

Κλινικά οφέλη: διόρθωση ελλειμμάτων δοντιών και γνάθου.

Χρήστες: Να χρησιμοποιείται μόνο από προσωπικό εκπαιδευμένο στην οδοντιατρική (π.χ. οδοντοτεχνίτες, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, βοηθούς οδοντιάτρων).

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Να προστατεύεται από το ηλιακό φως. Να φυλάσσεται στεγνό.

Υπόδειξη: Μίας χρήσης. Ακατάλληλα για μερική κατασκευή με φωτοσκληρυνόμενα πλαστικά υλικά. Σοβαρά συμβάντα τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή!

Υπόδειξη ασφαλείας: Υπεύθυνος για τη χρήση είναι ο ιατρός. Η χρήση του νάρθηκα απαγορεύεται σε περιπτώσεις ρωγμών/θραύσεων/σχηματισμού φυσαλίδων στο υλικό, κίνδυνος κατάποσης ή αναρρόφησης. Κατά τη χρήση του φύλλου CA με μοντέλα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τρισδιάστατη εκτύπωση, πρέπει να χρησιμοποιείται μια μη διάτρητη προστατευτική μεμβράνη (ISOFOLAN®). Μετά τη διαδικασία του φορμαρίσματος, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη. Μην φέρνετε τα προϊόντα σε επαφή με αλκοολούχα/οργανικά διαλυτικά μέσα, καυτό νερό ή δέσμες ατμού.

Υποδείξεις για την επεξεργασία

Προετοιμασία μοντέλου: Σε περίπτωση έντονων υποσκαφών, αυτές θα πρέπει να αποκλείονται κάτω από τον ισημερινό των δοντιών, όπως και οι μεσοδόντιες θηλές, είτε ψηφιακά είτε πριν από τη διαδικασία του φορμαρίσματος με BLUE-BLOKKER® (REF 5276) ή SIL-KITT (REF 3442/3443), ώστε ο νάρθηκας να έχει στη συνέχεια καλή συγκράτηση, χωρίς όμως να ανασηκώνεται υπερβολικά κατά την τοποθέτησή του.

Φορμάρισμα: Το στρογγυλό φύλλο CA® μπορεί να επεξεργαστεί σε θερμικά διαμορφωμένες συσκευές της SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® και MINISTAR S®). Για αισθητικούς λόγους, η επιγραφή θα πρέπει να τοποθετείται στην περιοχή των γομφίων. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε να στερεώσετε το φύλλο έτσι ώστε η επιγραφή να βρίσκεται παράλληλα με τον άξονα περιστροφής του θαλάμου πίεσης και το μοντέλο να είναι στραμμένο με τα πρόσθια δόντια προς τον άξονα ασφάλισης. Τα πλήρη μοντέλα θα πρέπει κατά κανόνα να υποβάλλονται σε φορμάρισμα μέσα στο κοκκώδες υλικό, ενώ τα οδοντικά τόξα πάνω στην πλάκα στήριξης του μοντέλου. Το φύλλο CA® απαιτεί εξαιρετικά σύντομους χρόνους θέρμανσης, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στις ετικέτες της συσκευασίας και στην εκτύπωση πάνω στο φύλλο. Το αρχικό πάχος των φύλλων μειώνεται κατά το φορμάρισμα, ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου.

Φινίρισμα: Το φύλλο CA® μπορεί να κοπεί χωρίς προβλήματα με το ψαλίδι φύλλων SD-Folienschere A (REF 3460). Το φινίρισμα και η στίλβωση γίνονται με τους δίσκους DIMO® / DIMO® PRO (REF 3380-3384/3376). Η πρόσφυση και η κατασκευή με αυτοπολυμεριζόμενα υλικά (π.χ. BIOCRYL®-RESIN REF 3218/3221) είναι δυνατές χωρίς προβλήματα. Δεν απαιτείται τράχυνση του νάρθηκα.

Καθαρισμός/Φροντίδα: Συνιστάται ο καθημερινός καθαρισμός με τη σκόνη CETRON® (REF 3237/3239) από τη σειρά προϊόντων μας CETRON®. Ο νάρθηκας μπορεί επίσης να καθαριστεί με βούρτσα οδοντοστοιχιών και νερό. Για την αποφυγή αλλοιώσεων, αποχρωματισμών και φθορών του νάρθηκα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καθαριστικά που περιέχουν οξειδωτικά μέσα (ενεργό οξυγόνο, χλώριο και παρόμοια). Επίσης, για τον καθαρισμό, δεν επιτρέπεται η χρήση αλκοολούχων/οργανικών διαλυτικών μέσων, όπως π.χ. αιθανόλη, ακετόνη κ.λπ. αιθανόλη, ακετόνη κ.λπ. Θα πρέπει να αποφεύγεται ο καθαρισμός των δοντιών ή του νάρθηκα με οδοντόκρεμες ή στοματικά διαλύματα που περιέχουν ανιονικά τασιενεργά, όπως π.χ. λαυρυλοθειικό νάτριο (Sodium Lauryl Sulfate). Το υλικό είναι ευαίσθητο στη θερμοκρασία και δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με βραστό νερό ή ζεστά ροφήματα, όπως καφέ ή τσάι. Ως χρήστης/χρήστρια, παρακαλούμε να ενημερώνετε τον/την ασθενή σχετικά με τη φροντίδα του νάρθηκα.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη σειρά φύλλων στη διεύθυνση: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.19 Rev. 03 / 2026-01-22