HR | Upute za uporabu

CA® Foil/CA® Foil+

termoformirajuće folije

Opis: Folija CA® je proziran, žilav PETG materijal za termoformiranje, otporan na abraziju, s izvrsnim svojstvima u pogledu otpornosti na lom, elastičnosti i stabilnosti oblika. Materijal ispunjava zahtjeve biološke kompatibilnosti medicinskih proizvoda.

Namjena: Termoformirajuće folije za izradu naprava i udlaga za stomatološko i ortodontsko liječenje

Indikacije: Isključivo prikladno za izradu prozirnih (aligner) udlaga za ispravljanje zubi (za korekciju nepravilnosti zuba i čeljusti) i ekspanzijskih alignera. Upute za pacijente dostupne su na www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikacije: Alergijske reakcije na sastojke CA folije (PETG) ne mogu se isključiti kod osjetljivih osoba. Nije indicirano u slučaju loše oralne higijene, aktivne parodontne bolesti, akutnih intraoralnih upalnih procesa ili tumorskih promjena. Bilo kakva primjena izvan područja uporabe nije indicirana.

Ciljne skupine pacijenta: Odrasli, adolescenti. Za ranjive skupine pacijenata preporučuju se redoviti stomatološki pregledi kako bi se rano otkrile moguće promjene oralne sluznice ili parodontnog tkiva.

Klinička korist: Korekciju nepravilnosti zuba i čeljusti.

Korisnici: Smije ga upotrebljavati samo osposobljeno stručno osoblje u području dentalne medicine (npr. dentalni tehničari, stomatolozi, ortodonti, dentalni asistenti).

Čuvanje: Čuvati na temperaturi između 5 i 35 °C. Zaštiti od sunčeva svjetla. Čuvati na suhom mjestu.

Napomena: Za jednokratnu uporabu. Proizvod nije prikladan za djelomičnu nadogradnju svjetlom stvrdnjavajućom plastikom. Štetni događaji u vezi s uporabom proizvoda trebaju se odmah prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu!

Sigurnosne napomene: Za uporabu je odgovoran stomatolog koji provodi liječenje. Udlaga se ne smije upotrebljavati ako postoje pukotine/lomovi/mjehurići u materijalu, opasnost od gušenja ili udisanja. Kada upotrebljavate CA foliju s 3D ispisanim modelima, morate upotrebljavati neperforiranu zaštitnu foliju (ISOFOLAN®). Nakon postupka dubokog izvlačenja folije uklonite zaštitnu foliju. Nemojte dovoditi proizvode u dodir s otapalima koja sadrže alkohol / organskim otapalima, vrućom vodom ili mlazovima pare.

Upute za obradu

Priprema modela: Kod izraženih podminiranih mjesta potrebno je područja ispod ekvatora zuba i papile blokirati digitalno ili, prije termoformiranja, materijalom BLUE-BLOKKER® (kat. br. 5276) ili SIL-KITT (kat. br. 3442/3443), tako da udlaga nakon toga ima dobro trenje, ali da se pri postavljanju ne izbočuje previše.

Termoformiranje: Okrugla folija CA® može se obrađivati u uređajima za termoformiranje društva SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® i MINISTAR S®). Iz estetskih razloga natpis treba pozicionirati u području molara. U tu svrhu foliju stegnite tako da natpis bude paralelan s osi zakretanja tlačne komore, a model postavite tako da prednji zubi budu usmjereni prema osovini za zatvaranje. Puni modeli u pravilu se trebaju termoformirati u granulatu, a zubni lukovi na potpornoj ploči za model. Folija CA® zahtijeva iznimno kratko vrijeme zagrijavanja, koje je navedeno na naljepnicama pakiranja i otisku na foliji. Početna debljina folije smanjuje se tijekom termoformiranja ovisno o veličini modela.

Završna obrada: Folija CA® može se bez poteškoća obrađivati SD škarama za foliju A (kat. br. 3460). Završna obrada i poliranje provode se diskovima DIMO® / DIMO® PRO (kat. br. 3380–3384/3376). Spajanje i nadogradnja samopolimerizirajućim materijalima (npr. BIOCRYL®-RESIN kat. br. 3218/3221) mogući su bez poteškoća. Udlaga se ne mora ohrapaviti.

Čišćenje/njega: Preporučuje se svakodnevno čišćenje praškom CETRON® (kat. br. 3237/3239) iz našeg programa CETRON®. Udlaga se može čistiti i četkicom za proteze i vodom. Kako bi se izbjegle promjene, promjene boje i oštećenja udlage, ne smiju se upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadržavaju oksidacijska sredstva (aktivni kisik, klor i sl.). Za čišćenje se također ne smiju upotrebljavati alkoholna/organska otapala kao što su npr. etanol, aceton itd. Treba izbjegavati čišćenje zuba ili udlage pastom za zube ili vodicom za ispiranje usta koje sadržavaju anionske tenzide kao što je, primjerice, natrijev lauril-sulfat. Materijal je osjetljiv na temperaturu i ne smije doći u dodir s kipućom vodom ili vrućim napitcima poput kave ili čaja. Kao korisnik obavijestite pacijenta o njezi udlage.

Cjelokupan asortiman folija možete pronaći na: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.22 Rev. 03 / 2026-01-22