HU | Használati útmutató

CA® Foil/CA® Foil+

Mélyhúzó fóliák

Leírás: A CA® fólia egy víztiszta, átlátszó, szívós és kopásálló PETG mélyhúzó anyag, amely rendkívül törésálló, rugalmas és formatartó. Az anyag megfelel az orvostechnikai eszközök biológiai összeférhetőségére vonatkozó követelményeknek.

Rendeltetés: Mélyhúzó fóliák készülékek és sínek előállításához fogorvosi és fogszabályozási kezeléshez

Javallat: Kizárólag a fogszabályzó sínek (a fog és az állkapocs helytelen állásának korrigálására) és az expanziós alignerek előállítására alkalmas. A betegtájékoztató itt található: www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Ellenjavallat: Az allergiás reakciók a CA fólia (PETG) összetevőivel szemben nem zárhatók ki az arra érzékeny személyek esetében. Nem javallott rossz szájhigiéné, aktív fogágybetegség, akut szájüregi gyulladásos folyamatok vagy daganatos elváltozások esetén. Az alkalmazási területen kívüli bármilyen felhasználás nem javallott.

Betegcélcsoportok: Felnőttek, fiatalok. Veszélyeztetett betegcsoportok esetében rendszeres fogorvosi ellenőrzés javasolt a szájnyálkahártya vagy a fogágy esetleges elváltozásainak korai felismerése érdekében.

Klinikai előny: A fog és az állkapocs helytelen állásának korrigálására.

Felhasználók: Kizárólag képzett fogászati szakemberek használhatják (pl. fogtechnikus, fogorvos, fogszabályozó szakorvos, fogászati asszisztens)

Tárolás: 5 °C és 35 °C között tárolandó. Napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolandó.

Megjegyzés: Egyszeri használatra. Fényre keményedő műanyagokkal történő részleges felépítésre nem alkalmas. A termék használatával kapcsolatos súlyos rendkívüli eseményeket azonnal jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak!

Biztonsági megjegyzés: A termék használata a kezelőorvos felelőssége. A sínt nem szabad használni, ha az anyag repedezett/töredezett/hólyagos, mert lenyelés vagy aspiráció veszélye áll fent. A CA fólia 3D-nyomtatott modellekkel való használatakor nem perforált védőfóliát (ISOFOLAN®) kell használni. A mélyhúzási eljárás után távolítsa el a védőfóliát. Ne hagyja, hogy a termékek alkoholtartalmú/szerves oldószerekkel, forró vízzel vagy gőzsugárral érintkezzenek.

Feldolgozási útmutató

A modell előkészítése: Jelentős alámenős részek esetén a fog ekvátora alatti területeket, valamint a papillákat digitálisan vagy a mélyhúzás előtt BLUE-BLOKKER® (REF 5276) vagy SIL-KITT (REF 3442/3443) segítségével úgy kell blokkolni, hogy a sín frikciója ezt követően megfelelő legyen, de behelyezéskor ne boltosuljon ki túlságosan.

Mélyhúzás: A kerek CA® fólia SCHEU-DENTAL mélyhúzó készülékekben (BIOSTAR® és MINISTAR S®) dolgozható fel. Esztétikai okokból a jelölést a molárisok területén kell elhelyezni. Ehhez úgy fogja be a fóliát, hogy a jelölés párhuzamos legyen a nyomáskamra billenőtengelyével, a modell frontfogai pedig a zárótengely felé nézzenek. A teljes modelleket mindig granulátumban, a fogívmodelleket pedig a modelltartó lemezen kell mélyhúzni. A CA® fólia rendkívül rövid melegítési időt igényel; az erre vonatkozó adatokat a csomagolás címkéjén és a fóliára nyomtatva találja. A fólia kiindulási vastagsága a mélyhúzás során a modell méretétől függően csökken.

Megmunkálás: A CA® fólia problémamentesen megmunkálható az SD fóliavágó olló A eszközzel (REF 3460). A végső megmunkálást és a polírozást DIMO® / DIMO® PRO korongokkal (REF 3380-3384/3376) kell végezni. Az önpolimerizáló műanyagokkal (pl. BIOCRYL®-RESIN, REF 3218/3221) történő kötés és felépítés problémamentesen elvégezhető. A sín érdesítése nem szükséges.

Tisztítás/ápolás: A napi tisztításhoz a CETRON® termékcsaládunkba tartozó CETRON® por (REF 3237/3239) használata ajánlott. A sín protéziskefével és vízzel is tisztítható. A sín elváltozásainak, elszíneződésének és károsodásának elkerülése érdekében ne használjon oxidálószereket (aktív oxigént, klórt stb.) tartalmazó tisztítószereket. Ugyancsak tilos alkoholtartalmú/szerves oldószereket, pl. etanolt, acetont stb. használni a tisztításhoz. Kerülni kell a fogak vagy a sín olyan fogkrémmel vagy szájvízzel történő tisztítását, amely anionos felületaktív anyagokat, pl. nátrium-lauril-szulfátot tartalmaz. Az anyag hőérzékeny, ezért nem érintkezhet forrásban lévő vízzel vagy forró italokkal, például kávéval vagy teával. Felhasználóként kérjük, tájékoztassa a beteget a sín ápolásáról.

A teljes fóliaválaszték itt található: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.26 Rev. 03 / 2026-01-22