FI | Käyttöohje

CA® Foil/CA® Foil+

syvävetokalvot

Kuvaus: CA®-kalvo on kirkas, läpinäkyvä, sitkeä ja hankaustakestävä PETG-syvävetomateriaali, jolla on erinomaiset kestävyys-, jousto- ja vakausominaisuudet. Materiaali täyttää lääkinnällisten laitteiden bioyhteensopivuuden vaatimukset.

Käyttötarkoitus: Syvävetokalvot hammaslääketieteellisessä ja leukakirurgisessa hoidossa käytettävien kojeiden ja kiskojen valmistukseen

Käyttöaihe: Tuote on tarkoitettu yksinomaan (hampaiden ja leuan asennon korjaamiseen tarkoitettujen) oikomiskiskojen sekä laajentavan oikomiskojeen valmistukseen. Potilasohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Vasta-aihe: Herkillä ihmisillä CA-folio tuotteiden ainesosien (PETG) aiheuttamat allergiset reaktiot eivät ole pois suljettuja. Laitteen vasta-aiheita ovat huono suuhygienia, aktiivinen parodontiitti, akuutti suunsisäinen tulehdus tai kasvain. Käyttöalueesta poikkeavaa käyttöä ei ole indikoitu.

Kohdepotilasryhmät: Aikuiset, nuoret. Herkille potilasryhmille suositellaan säännöllisiä hammaskontrolleja, jotta suun limakalvojen tai paradontaalisen kudoksen muutokset voidaan havaita ajoissa.

Kliinisellä hyödyllä: Hampaiden ja leuan asennon korjaamiseen tarkoitettujen.

Käyttäjä: Laitetta saa käyttää vain koulutettu hammasalan ammattihenkilökunta (esim. hammasteknikko, hammaslääkäri, leukaortopedi, lääketieteellinen avustaja).

Säilytys: Säilytettävä 5–35 °C:n lämpötilassa. Suojattava auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa paikassa.

Huomautus: Vain kertakäyttöön. Ei sovellu osittaiseen valmistukseen valokovetteisten muovien kanssa. Tuotteen käytön yhteydessä ilmenneistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle!

Turvallisuusohje: Käyttö on hoidon suorittavan lääkärin vastuulla. Jos materiaalissa on halkeamia/murtumia/kuplia, kiskoa ei saa käyttää nielemisen ja aspiraation vaaran vuoksi. Jos CA-folio tuotteita käytetään 3D-tulostettujen mallien kanssa, on käytettävä perforoimatonta suojakalvoa (ISOFOLAN®). Suojakalvo on poistettava syvävedon jälkeen. Tuotteet eivät saa joutua kosketuksiin alkoholipitoisten/orgaanisten liuottimien, kuuman veden tai höyrysuihkun kanssa.

Käyttöohjeet

Mallin esivalmistelu: Jos potilaalla on selkeä allemeno, se tulisi korjata hampaan suurimman ympärysmitta-alueen ja papillien alta digitaalisesti tai ennen syvämuovausta käyttämällä tuotteita BLUE-BLOKKER® (REF 5276) tai SIL-KITT (REF 3442/3443) niin, että kiskolla on seurauksena hyvä kitka, muttei kuitenkaan käyristy paikalleen asettamisen yhteydessä.

Syvämuovaus: Pyöreää CA®-kalvoa voidaan käsitellä valmistajan SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® ja MINISTAR S®) syvämuovauslaitteessa. Esteettisistä syistä kirjaimet tulisi sijoitella poskihampaiden puolelle. Tee tämä kiristämällä kalvo niin, että kirjaimet osoittavat samansuuntaisesti painekammion liikkuvaa akselia kohden ja että mallin etuhampaiden osa osoittaa sulkuakselia kohti. Kokonainen malli tulisi aina syvämuovata granulaatissa ja hammaskehässä mallin tukilevyn päällä. CA®-kalvo edellyttää hyvin lyhyen kuumennusajan, joka on tarkistettavissa pakkausselosteesta ja kalvopainatuksesta. Kalvon vahvuustulos vähenee syvämuovauksessa mallin koon mukaisesti.

Viimeistely: CA®-kalvon voi viimeistellä ongelmitta käyttämällä SD-kalvosaksia A (REF 3460). Viimeistely ja kiillotus voidaan tehdä käyttämällä DIMO®- / DIMO® PRO -levyjä (REF 3380-3384/3376). Yhdistäminen ja rakentaminen autoplymerisaateilla (esim. BIOCRYL®-RESIN, REF 3218/3221) on mahdollista. Kiskoa ei tarvitse karhentaa.

Puhdistus/hoito: Suosittelemme päivittäistä puhdistusta CETRON®-ohjelman CETRON®-jauheella (REF 3237/3239). Kiskon voi puhdistaa myös käyttämällä proteesiharjaa ja vettä. Ehkäise kiskon muutoksia, värjäämiä ja vaurioita välttämällä puhdistusaineita, jotka sisältävät hapettimia (aktiivihappea, klooria jne.). Älä myöskään käytä alkoholipitoisia/orgaanisia liuottimia, kuten etanolia, asetonia jne., laitteen puhdistuksessa. Vältä hampaiden tai kiskon pesussa hammastahnoja tai suuvettä, jotka sisältävät anionisia tensidejä, kuten natriumlauryylisulfaattia. Materiaali on herkkä äärimmäisille lämpötiloille, eikä se saisi päätyä kosketuksiin kiehuvan veden tai kuumien juomien, kuten kahvin tai teen, kanssa. Sinulla on käyttäjänä vastuu kertoa potilaalle kiskon hoito-ohjeista.

Koko kalvo-ohjelma on luettavissa osoitteessa: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.14 Rev. 03 / 2026-01-22