RO | Instrucțiuni de utilizare

CA® Foil/CA® Foil+

filme de termoformare

Descriere: Folia CA® este un material PETG pentru termoformare, transparent, robust și rezistent la abraziune, cu proprietăți excepționale în ceea ce privește rezistența la rupere, elasticitatea și stabilitatea dimensională. Materialul îndeplinește cerințele privind compatibilitatea biologică a dispozitivelor medicale.

Scop: Filme de termoformare pentru confecționarea aparatelor și șinelor pentru tratament stomatologic și ortodontic

Indicație: Adecvat exclusiv pentru confecționarea de șine Aligner (pentru corectarea pozițiilor defectuoase ale dinților și ale maxilarului) și alignere de expansiune. Indicații pentru pacienți găsiți la adresa www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Contraindicații: Reacțiile alergice la componentele filmului CA (PETG) nu pot fi excluse la persoanele sensibilizate. Nu este indicată în caz de igienă orală deficitară, afecțiuni parodontale active, procese inflamatorii intraorale acute sau modificări tumorale. Orice utilizare în afara domeniului de utilizare se consideră contraindicație.

Grup de pacienți țintă: Adulți, tineri. Se recomandă efectuarea unor controale stomatologice periodice la grupurile de pacienți vulnerabili, pentru a depista din timp eventualele modificări ale mucoasei bucale sau ale țesutului parodontal.

Beneficiu clinic: Pentru corectarea pozițiilor defectuoase ale dinților și ale maxilarului.

Utilizator: A se utiliza numai de către personal specializat și calificat din domeniul stomatologic (de exemplu, tehnicieni dentari, stomatologi, medici ortodonți, asistenți stomatologici)

Depozitare: Depozitați la temperaturi cuprinse între 5 și 35 °C. A se proteja împotriva luminii solare. A se păstra în locuri uscate.

Indicație: A nu se reutiliza. Nu este adecvat pentru construcția parțială cu materiale fotopolimerizabile. Incidentele grave în legătură cu utilizarea produsului trebuie comunicate neîntârziat producătorului și autorității competente.

Indicație de siguranță: Utilizarea este responsabilitatea practicianului. Dacă materialul prezintă fisuri/spărturi/formare de mici bule, utilizarea șinei este interzisă – pericol de ingerare sau aspirare. La utilizarea filmului CA cu modele printate 3D se va utiliza o folie de protecție neperforată (ISOFOLAN®). Folia de protecție se îndepărtează după operația de ambutisare. Nu aduceți produsele în contact cu solvenți cu conținut de alcool/organici, apă fierbinte sau vapori sub presiune.

Indicații de prelucrare

Pregătirea modelului: În cazul unor zone retentive pronunțate, acestea trebuie blocate sub ecuatorul dentar, precum și la nivelul papilelor, fie digital, fie înainte de procesul de termoformare, cu BLUE-BLOKKER® (REF 5276) sau cu SIL-KITT (REF 3442/3443), astfel încât gutiera să aibă ulterior o retenție bună, dar să nu se bombeze prea mult la inserare.

Termoformare: Folia rotundă CA® poate fi prelucrată în aparatele de termoformare SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® și MINISTAR S®). Din considerente estetice, inscripția trebuie poziționată în zona molarilor. În acest scop, vă rugăm să fixați folia astfel încât inscripția să fie paralelă cu axa de rotație a camerei de presiune, iar modelul să fie orientat cu dinții frontali spre axa de închidere. Modelele complete trebuie, în principiu, termoformate în granulat, iar coroanele dentare pe placa de susținere a modelului. Folia CA® necesită timpi de încălzire extrem de scurți, pe care îi puteți consulta pe etichetele ambalajului și pe inscripția de pe folie. Grosimea inițială a foliilor se reduce în timpul termoformării, în funcție de dimensiunea modelului.

Prelucrare: Folia CA® poate fi prelucrată fără probleme cu foarfeca pentru folii SD A (REF 3460). Finisarea și lustruirea se realizează cu discurile DIMO® / DIMO® PRO (REF 3380-3384/3376). Îmbinarea și realizarea suprastructurii cu ajutorul autopolimerizatelor (de exemplu, BIOCRYL®-RESIN REF 3218/3221) sunt posibile fără probleme. Nu este necesară prelucrarea suprafeței gutierei.

Curățare/întreținere: Se recomandă curățarea zilnică cu pulbere CETRON® (REF 3237/3239) din gama noastră CETRON®. Gutiera poate fi curățată și cu ajutorul unei periuțe pentru proteze dentare și apă. Pentru a evita modificările, decolorările și deteriorarea gutierei, nu trebuie utilizate produse de curățare care conțin agenți de oxidare (oxigen activ, clor etc.). De asemenea, nu trebuie utilizați pentru curățare solvenți pe bază de alcool sau organici, de ex. etanolul, acetona etc.. Trebuie evitată curățarea dinților sau a protezei cu pastă de dinți sau apă de gură care conțin surfactanți anionici, cum ar fi lauril sulfatul de sodiu. Materialul este sensibil la temperatură și nu trebuie să intre în contact cu apă clocotită sau băuturi fierbinți, precum cafeaua sau ceaiul. În calitate de utilizator, vă rugăm să informați pacientul cu privire la îngrijirea gutierei.

Găsiți gama completă de folii la adresa: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.24 Rev. 03 / 2026-01-22