DA | Brugsanvisning

CA® Foil/CA® Foil+

dybtræksfolier

Beskrivelse: CA® folie er et klart og transparent, sejt og slidstærkt PETG- dybtrækningsmateriale med fremragende egenskaber hvad angår brudstyrke, elasticitet og formstabilitet. Materialet opfylder kravene til biokompatibiliteten af medicinsk udstyr.

Erklæret formål: Dybtræksfolier til fremstilling af apparaturer og skinner til dental og kæbeortopædisk behandling

Indikation: Er udelukkende beregnet til fremstilling af aligner-skinner (til korrektion af tand- og kæbestillinger) og ekspansionsalignere. Patientanvisninger under www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikation: Allergiske reaktioner over for bestanddele i CA-folie (PETG) kan ikke udelukkes ved overfølsomme personen. Ikke indiceret ved dårlig mundhygiejne, aktiv parodontal sygdom, akutte intraorale betændelsesprocesser eller tumorlignende ændringer. Enhver anvendelse uden for anvendelsesområdet er ikke indiceret.

Patientmålgrupper: Voksne, unge. Det anbefales at gennemføre regelmæssige dentale kontroller hos sårbare patientgrupper, så mulige ændringer af mundslimhinden eller det parodontale væv registreres tidligt.

Kliniske fordele: Korrektion af tand- og kæbestillinge.

Bruger: Må kun anvendes af fagpersonale med uddannelse inden for dentalbranchen (f.eks. tandtekniker, tandlæge, specialtandlæge i ortodonti, tandklinikassistent)

Opbevaring: Opbevares mellem 5 og 35°C. Beskyttes mod sollys. Opbevares tørt.

Henvisning: Til engangsbrug. Ikke egnet til partiel opbygning med lyshærdende kunststoffer. Alvorlige hændelser i forbindelse med anvendelsen af produktet/udstyret skal øjeblikkeligt rapporteres til fabrikanten og de kompetente myndigheder!

Sikkerhedshenvisning: Anvendelsen er behandlerens ansvar. Skinnen må ikke anvendes i tilfælde af ridser/brud/blæredannelse i materialet, fare for slugning eller aspiration. Ved anvendelse af CA-folie med 3D-printede modeller skal der anvendes en ikke perforeret beskyttelsesfilm (ISOFOLAN®). Fjern beskyttelsesfilmen efter dybtrækprocessen. Produkter/udstyr må ikke komme i kontakt med alkoholholdige/organiske opløsningsmidler, varmt vand eller dampstråler.

Forarbejdningsanvisninger

Modelforberedelse: Ved markante underskæringer bør disse under tandækvatorerne samt papillerne lukkes enten digitalt eller inden dybtrækningsprocessen med BLUE-BLOKKER® (REF 5276) eller med SIL-KITT (REF 3442/3443) på en sådan måde, at skinnen efterfølgende har en god friktion, men ikke buler for meget op ved inkorporeringen.

Dybtrækning: Rund CA® folie kan forarbejdes i dybtrækningsapparater fra SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® og MINISTAR S®). Af æstetiske årsager bør teksten positioneres i molarernes område. Fastspænd hertil folien på en sådan måde, at teksten ligger parallelt med trykkammerets drejeakse, og modellen med fortænderne peger i låseakslens retning. Komplette modeller bør principielt dybtrækkes i granulatet og tandkranse på modelunderstøtningspladen. CA® folie har brug for ekstremt korte varmetider, som er angivet på emballageetiketterne og foliepåtrykket. Foliens udgangstykkelse reduceres ved dybtrækning afhængigt af modelstørrelse.

Udarbejdelse: CA® folien kan uden problemer udarbejdes med SD-foliesaks A (REF 3460). Slutbearbejdningen og poleringen foretages med DIMO® / DIMO® PRO skiverne (REF 3380-3384/3376). Forbindelse og opbygning med autopolymerisat (f.eks. BIOCRYL®-RESIN, REF 3218/3221) er muligt uden problemer. Det er ikke nødvendigt at gøre skinnen ru.

Rengøring/pleje: Daglig rengøring med CETRON® pulver (REF 3237/3239) fra vores CETRON® program anbefales. Skinnen kan også rengøres med en protesebørste og vand. For at undgå ændringer, misfarvninger og beskadigelser af skinnen, bør der ikke anvendes rengøringsmidler med oxidationsmidler (aktiv ilt, klor eller lign.). Der må ligeledes ikke anvendes alkoholholdige/organiske opløsningsmidler som f.eks. ætanol, acetone osv. til rengøringen. Rengøringen af tænderne eller skinnen med tandpasta eller mundvand, der indeholder anioniske tensider som f.eks. natriumlaurylsulfater, bør undgås. Materialet er temperaturfølsomt og bør ikke komme i berøring med kogende vand eller varme drikke som kaffe eller te. Informer som bruger patienten om plejen af skinnen.

Du kan finde det komplette folieprogram under: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.12 Rev. 03 / 2026-01-22