SV | Bruksanvisning

CA® Foil/CA® Foil+

Djupdragningsfilm

Beskrivning: CA®-folie är ett klart/transparent, slitstarkt och abrasionståligt PETG-djupdragningsmaterial med utmärkta egenskaper gällande brotthållfasthet, elasticitet och formstabilitet. Materialet uppfyller kraven på biologisk kompatibilitet för medicintekniska produkter.

Användningsområde: Djupdragningsfilm för tillverkning av utrustning och skenor för tandvårdsbehandling och käkortopedisk behandling.

Indikation: Lämpar sig endast för tillverkning av skenor (för korrigering av tändernas och käkens position) och aligners för expansion. Patientinformation finns på www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikation: Allergiska reaktioner mot komponenter i CA-folie (PETG) kan inte uteslutas hos sensibiliserade personer. Ej indicerat vid dålig munhygien, aktiv parodontit, akut intraoral inflammation eller tumörbetingade förändringar. Andra användningar utanför användningsområdet är inte indicerade.

Patientmålgrupper: Vuxna, ungdomar. Vid sårbara patientgruppen rekommenderas att regelbundna kontroller hos tandläkare genomförs i syfte att i god tid upptäcka möjliga förändringar i munnens slemhinnor eller den parodontala vävnaden.

Klinisk nytta: Korrigering av tändernas och käkens position.

Användare: Får endast användas av kvalificerad personal med utbildning inom dentalområdet (t.ex. tandtekniker, tandläkare, käkortopeder, tandmedicinskt utbildad personal).

Lagring: Lagras vid 5–35 °C. Skyddas mot solljus. Förvaras torrt.

Observera: För engångsbruk. Lämpar sig inte för partiell påbyggnad med ljushärdande plast. Allvarliga tillbud i samband med användning av produkten ska omedelbart rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet!

Säkerhetsinformation: Den behandlande personen ansvarar för användningen. Skenan får inte användas om det finns sprickor/brott/bubblor i materialet, risk för sväljning eller aspiration. Vid användning av CA-folie med 3D-utskrivna modeller ska en operforerad skyddsfilm (ISOFOLAN®) användas. Ta bort skyddsfilmen efter djupdragning. Produkterna får inte komma i kontakt med alkoholhaltiga/organiska lösningsmedel, varmt vatten eller ångtvätt.

Anvisningar för användning

Modellförberedelser: Vid markanta underskär ska dessa, under det ställe där tandens omfång är som störst, samt papillerna antingen digitalt eller innan djupdragningen blockeras med BLUE-BLOKKER® (REF 5276) eller med SIL-KITT (REF 3442/3443), så att skenan därefter har en god friktion men inte buktar för mycket vid integreringen.

Djupdragning: CA®-folie i rund form kan bearbetas i djupdragningsutrustning från SCHEU-DENTAL (BIOSTAR® och MINISTAR S®). Av estetiska skäl bör texten positioneras i kindtandsområdet. Spänn då folien så att texten ligger parallellt mot tryckkammarens svängaxel och modellen pekar med framtänderna i riktning mot förslutningsaxeln. Helproteser bör i allmänhet djupdras i granulat, och tandrader på modellstödplattan. CA®-folie kräver ytterst korta uppvärmningstider. Dessa är angivna på förpackningsetiketterna och på trycket på folien. Foliens utgångsstyrka minskar vid djupdragning beroende på modellstorlek.

Slutbearbetning: Med SD-foliekniv A (REF 3460) kan CA® folie slutbearbetas utan problem. Slutbearbetning och polering görs med DIMO®-/DIMO® PRO-trissor (REF 3380–3384/3376). Bindning och uppbyggnad med autopolymerisat (t.ex. BIOCRYL®-RESIN, REF 3218/3221) kan göras utan problem. Skenan behöver inte ruggas upp.

Rengöring/skötsel: Vi rekommenderar daglig rengöring med CETRON®-pulver (REF 3237/3239) ur vårt CETRON®-sortiment. Skenan kan även rengöras med hjälp av en protesborste och vatten. För att förhindra förändringar, missfärgningar och skador på skenan bör inga rengöringsmedel som innehåller oxideringsmedel (aktivt syre, klor o.d.) användas. Inte heller alkoholhaltiga/organiska lösningsmedel som t.ex. etanol, aceton och liknande får användas för rengöring. Rengöring av tänderna eller skenorna med tandkräm eller munskölj som innehåller anjoniska tensider, t.ex. natriumlaurylsulfater, bör undvikas. Materialet är temperaturkänsligt och bör inte komma i kontakt med kokande vatten eller heta drycker som kaffe eller te. Du som användare ska informera patienten om hur skenan ska skötas.

Vårt kompletta sortiment av folier finns på: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.15 Rev. 03 / 2026-01-22