LT | Naudojimo instrukcija

CA® Foil/CA® Foil+

Giliojo tempimo plėvelės

Aprašymas: CA® plėvelė – tai skaidri, tąsi ir dilimui atspari PETG medžiaga, skirta termoformavimui, pasižyminti puikiu atsparumu lūžimui, elastingumu ir formos stabilumu. Medžiaga atitinka medicinos priemonių biologinio suderinamumo reikalavimus.

Numatytoji paskirtis: giliojo tempimo plėvelės, skirtos dantų ir ortodontinio gydymo prietaisams ir įtvarams gaminti

Indikacija: išskirtinai skirta lyginamiesiems įtvarams (dantų ir žandikaulių nesutapimo korekcijai) ir išplečiamiesiems įtvarams gaminti. Informacija pacientams pateikiama adresu www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikacija: neatmetamos alerginės reakcijos dėl CA plėvelės (PETG) komponentų jautriems žmonėms. Neindikuotina esant prastai burnos higienai, aktyviai periodonto ligai, ūminiams uždegiminiams procesams burnos ertmėje arba navikiniams pakitimams. Draudžiamas bet koks naudojimas ne pagal paskirtį.

Tikslinės pacientų grupės: suaugusieji, jaunuoliai. Pažeidžiamų pacientų grupėms rekomenduojama reguliariai atlikti odontologines patikras, kad būtų galima anksti nustatyti galimus burnos gleivinės ar periodonto audinių pakitimus.

Klinikinė nauda: Dantų ir žandikaulių nesutapimo korekcijai.

Naudotojai: Skirta naudoti tik kvalifikuotiems odontologijos srities specialistams (pvz., dantų technikams, gydytojams odontologams, gydytojams ortodontams, gydytojų odontologų padėjėjams)

Saugojimas: Laikykite 5–35 °C temperatūroje. Saugokite nuo saulės spindulių. Saugokite sausoje vietoje.

Pastaba: Vienkartinio naudojimo. Netinka daliniam tvirtinimui su šviesoje kietėjančiais plastikais. Apie rimtus incidentus, susijusius su gaminio naudojimu, būtina nedelsiant informuoti gamintoją ir atsakingą instituciją!

Saugos nurodymas: už naudojimą atsako gydytojas. Įtvaro negalima naudoti, jei medžiagoje yra įtrūkimų / lūžimų / pūslelių, nes kyla užspringimo ar aspiracijos pavojus. Naudojant CA plėvelę su 3D spausdintais modeliais reikia naudoti neperforuotą apsauginę plėvelę (ISOFOLAN®). Po giliojo tempimo proceso nuimkite apsauginę plėvelę. Gaminiai negali liestis su alkoholiniais / organiniais tirpikliais, karštu vandeniu ar garintuvais.

Apdorojimo nurodymai

Modelio paruošimas: Esant ryškioms neigiamoms nišoms, jas žemiau danties ekvatoriaus, taip pat tarpdančių spenelius reikėtų blokuoti skaitmeniniu būdu arba prieš vakuuminį formavimą naudojant BLUE-BLOKKER® (REF. 5276) ar SIL-KITT (REF. 3442/3443), kad kapa gerai laikytųsi dėl trinties, tačiau ją uždedant pernelyg neišsigaubtų.

Vakuuminis formavimas: Apvalią CA® plėvelę galima apdoroti SCHEU-DENTAL vakuuminio formavimo aparatuose (BIOSTAR® ir MINISTAR S®). Dėl estetinių priežasčių užrašas turėtų būti krūminių dantų srityje. Įtvirtinkite plėvelę taip, kad užrašas būtų lygiagretus slėgio kameros pasukimo ašiai, o modelio priekiniai dantys būtų nukreipti į uždarymo veleną. Pilnus modelius reikėtų formuoti įleistus į granules, o dantų lankų modelius – padėtus ant modelio atraminės plokštelės. CA® plėvelės kaitinimo laikas yra itin trumpas. Jis nurodytas pakuotės etiketėse ir ant pačios plėvelės. Formuojant pradinis plėvelės storis sumažėja priklausomai nuo modelio dydžio.

Galutinis apdorojimas: CA® plėvelę galima lengvai apkirpti SD plėvelės žirklėmis A (REF. 3460). Galutinis apdorojimas ir poliravimas atliekami DIMO® / DIMO® PRO diskais (REF. 3380–3384/3376). Sujungti ir papildyti savaime polimerizuojamomis dervomis (pvz., BIOCRYL®-RESIN, REF 3218/3221) galima be jokių problemų. Šinos paviršiaus šiurkštinti nereikia.

Valymas ir priežiūra: Rekomenduojama kasdien valyti CETRON® milteliais (REF 3237/3239) iš mūsų CETRON® gaminių asortimento. Šiną taip pat galima valyti dantų protezų šepetėliu ir vandeniu. Siekiant išvengti šinos pakitimų, spalvos pasikeitimo ir pažeidimų, negalima naudoti valymo priemonių, kurių sudėtyje yra oksidatorių (aktyviojo deguonies, chloro ir kt.). Taip pat valymui negalima naudoti alkoholio turinčių ar organinių tirpiklių, pvz., etanolio, acetono ir kt. Reikėtų vengti valyti dantis ar šiną dantų pasta arba burnos skalavimo skysčiu, kurių sudėtyje yra anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, pvz., natrio laurilsulfato. Medžiaga yra jautri temperatūrai, todėl neturėtų liestis su verdančiu vandeniu ar karštais gėrimais, pavyzdžiui, kava ar arbata. Kaip priemonės naudotojas, informuokite pacientą apie šinos priežiūrą.

Visą plėvelių asortimentą rasite adresu: **www.scheu-dental.com**

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20 · 58642 Iserlohn · Germany
phone +49 2374 9288-0 · fax +49 2374 9288-90
www.scheu-dental.com

5 °C 41 °F 35 °C 95 °F

MD CE 0044

GA 0/11/26 PDF REF PM5398.20 Rev. 03 / 2026-01-22