

FICHE DE DONNÉES DE PRODUIT

Mastic de Comblement

1 Description de la substance/de la préparation et de l'entreprise

Détails du produit

Nom commercial :

Mastic de comblement

Utilisation du produit/
de la préparation

Matériau silicone spécifiquement conçu pour bloquer les modèles en plâtre dans la technique de thermoformage dentaire.

Fabricant / Fournisseur

Scheu Dental GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Téléphone : +49/ 02374/ 9288-0

2 Composition / information sur les composants

Caractérisation chimique :

Caoutchouc de silicone, non réticulé (polydiméthylsiloxane avec des groupes vinyle et adjuvant)

Substances dangereuses : Aucune

3 Maniement et stockage

Maniement

Indications pour une manipulation sûre

Fermer le récipient immédiatement après utilisation. Ne pas manger, boire ou fumer durant le travail.

Stockage

Conditions de stockage :

Conserver le récipient hermétiquement fermé.

4 Risques potentiels

Indication des dangers :

Aucune

Indications particulières sur les risques encourus par l'homme et l'environnement :

Compte tenu des données dont nous disposons, le produit ne présente pas une matière dangereuse conformément aux directives CE/ règlement sur les matières dangereuses.

FICHE DE DONNÉES DE PRODUIT

Mastic de Comblement

5 Propriétés physiques et chimiques

Aspect :	Transparent-opaque ou rouge
Odeur :	Inodore
Densité à 20 ° C :	environ 1,12 g/cm ³
Point d'inflammation :	> 200°C
Température d'auto-inflammation:	> 400°C
Point d'ébullition :	Néant

6 Stabilité et réactivité

Conditions à éviter	Aucune connue.
Substances à éviter:	Aucune connue.
Produits de décomposition dangereux :	En cas d'entreposage et de manutention appropriés : aucun connu. Des mesures ont montré qu'une petite quantité de formaldéhyde est libérée à des températures supérieures à environ 150° C par dégradation oxydative.

7 Données toxicologiques

de la peau/ des yeux	Sur la base des données disponibles, des irritations de la peau/des yeux cliniquement significatives sont improbables.
En cas d'inhalation:	Néant
En cas d'ingestion	Sur la base des données disponibles des effets toxiques après prise orale unique accidentelle sont improbables.

8 Instructions relatives à l'élimination

Le matériau non utilisé ou chimiquement recyclable doit être éliminé par l'intermédiaire d'un organisme autorisé conformément aux règlements locaux.

Le matériau peut être recyclé ou éliminé dans les déchets ménagers ou commerciaux après le tri.

Les informations ci-dessus sont fournies au meilleur de notre connaissance, mais ne peuvent être données qu'à titre indicatif. Toutes les instructions de traitement sont des valeurs standard et ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier lui-même l'adéquation à l'application concernée.