

FICHE DE DONNEES DE PRODUIT

- Pinces CA[®]

CA [®] TIP 1	CA [®] TIP 2	CA [®] TIP 3	CA [®] TIP 4
N° d'article 5281	N° d'article 5291	N° d'article 5292	N° d'article 5295

Matériau:

Matériau : AISI 420 (acier inoxydable)

Composants en alliage AISI 420 (acier inoxydable)

C	≥	0,15 %
Si	≤	1,00 %
Mn	≤	1,00 %
P	≤	0,040 %
S	≤	0,030 %
Cr	=	12,00 - 14,00 %
Mo	=	---
Ni	=	---
Autres	=	---
Fe	=	Rest