



LAC – Laser Aligner Cutter

Schnell. Sicher. Smart: Die Zukunft der Alignerfertigung.



Features



Vollautomatisches Zuschneiden
von tiefgezogenen Alignern



In < 1 Minute ausgeschnitten



Hervorragende Schnitt- und Kantenqualität



Keine Nachbearbeitung wie Polieren
erforderlich



Kompatibel mit jedem Modell



Gravurfunktion



Kompatibel mit allen gängigen
Tiefziehsystemen



Digitale Schnittstellen zu bekannten
Lieferanten wie 3Shape und Dental Axess

Das LAC-Bundle

Der LAC ermöglicht das **vollautomatische Ausschneiden** tiefgezogener Aligner – präzise, sauber und in unter einer Minute. Die individuell zu gestaltende Trimline in Kombination mit den glatten Schnittkanten machen eine Nachbearbeitung überflüssig und sorgen dabei für eine optimierte Passform der Aligner, die den Tragekomfort für Patienten deutlich verbessert. Ergänzt wird das System durch den innovativen **LAC Separator Pin-over-Bar** und vereinfacht so das Trennen von Modell und Folie erheblich: Statt Trennfäden wird ein Hakenmechanismus verwendet, der den Vorgang schneller und kosteneffizienter macht.

Entdecken Sie unser Bundle, welches alle notwendigen Komponenten für einen effizienten, integrierten Workflow umfasst: Perfekt abgestimmt, direkt einsatzbereit und rundum überzeugend.



Alle Komponenten auf einen Blick*:

1 Laser Aligner Cutter (REF 3840)
Maße (B x L x H): 620 x 880 x 640 mm
Gewicht: 78 kg

3 LAC Absaugung (REF 3841)
Maße (B x L x H): 390 x 430 x 630 mm
Gewicht: 35 kg

5 LAC HEPA Filter (REF 3847)
Filterfläche ca. 2,5 m²
ca. 2.000 Zyklen/ Filter

LAC Technischer Support & Software-Updates (REF 3849)
Die ersten 12 Monate verpflichtend und im Bundle bereits enthalten, danach freiwilliger Bezug.

2 LAC Separator Pin-over-Bar (REF 3842)

4 LAC Vorfilter (REF 3846)
Filterfläche 0,11 m²
ca. 300 Zyklen/ Filter

6 LAC Aktivkohlefilter (REF 3848)
Kassette mit 9 kg Füllmenge
ca. 10.000 Zyklen/ Filter

*Grundsätzlich ist jede Trimline Software mit dem LAC kompatibel – empfohlen wird die speziell abgestimmte LAC AutoTrim Software (REF 3844/3845), erhältlich als Lifetime-Lizenz oder als Jahresabo.

Alle Produkte sind auch einzeln erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Filter nach Ablauf der vorgegebenen Zyklen regelmäßig erneuert werden müssen.

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie unser Team in der technischen Kundenberatung oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Außendienst: www.scheu-dental.com/kontakt

