

FICHE DE DONNÉES DE PRODUIT
Kit IST®
À partir de numéro de LOT A 4617

Article	Désignation	Matériau
REF 5461.1	Kit IST® HF9	
	comprenant des articles relatifs aux patients:	
REF 5454.1	Télescope HF 9	A1, A2, G
REF 5457.1	Éléments de fixations avec vis à six pans creux	A2, A3
REF 5468.1	Éléments de fixation uniquement pour Kit IST® avec joint torique	A2, A3, F
REF 5470.1	Occlusion Trainer	C
REF 3419	DURAN® 2.0	B
REF 3259	DURASPLINT® Résine autopolymérisable Monomère	D
REF 3258	DURASPLINT® Résine autopolymérisable Polymère	E
REF 3257	Kit DURASPLINT®	D/E

Matériau								
A1	Acier inoxydable 1.4301							
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Autres
	≤ 0,07	≤ 1,0	≤ 2,0	≤ 0,045	≤ 0,030	17,5 – 19,5	8,0 – 10,5	N ≤ 0,11

A2	Acier inoxydable 1.4305							
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Autres
	≤ 0,10	≤ 1,0	≤ 2,0	≤ 0,045	≤ 0,15 – 0,35	17,0 – 19,0	8,0 – 10,0	Cu ≤ 1,0; N ≤ 0,11

A3	Acier inoxydable 1.4310								
	C %	Si %	Mn %	P %	Mo	S %	Cr %	Ni %	Autres
	0,05 – 0,15	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 0,045	≤ 0,8	≤ 0,015	16,0 – 19,0	6,0 – 9,5	N ≤ 0,11

Matériau	
B	Copolyester (PET-G)
C	Ethylène acétate de vinyle (EVA)
D	Méthacrylate de méthyle (MMA) liquide/monomère Vous trouverez la fiche de données de sécurité sous www.scheu-dental.com
E	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) poudre/polymère Vous trouverez des informations plus amples sur www.scheu-dental.com
F	Silicone
G	Polyamide