

PRODOTTI DATI TECNICI FOGLIO No. 1

- Fogli di Stampaggio a pressione -

Nome del prodotto	Caratterizzazione chimica	Cenni
BIOCRYL“C” 1,5- 3,0 mm	Polimetilmetacrilato (PMMA)	non contiene nè perosside di benzolo nè idroperosside di benzolo
BIOCRYL“M” 2,0 mm	Laminated Copolymer (PVC)	
BIOPLAST 1,5 - 4,0 mm	Copolimeroetilenico e vinilacetato (EVA)	non contiene nè fenolformaldeici, nè dietilentriammina ,nè perosside di benzolo,nè phthalate, nè Neomycinsulfat, nè N-isopropyl-N-phenyl-4-phenylendiamin, nè Quecksilber(II)-amidchlorid, nè (Chlor) Methylisothiazolon Bis-Phenol A
COPYPLAST 0,5 - 2,0 mm	polipropilene (PP)	non contiene nè perosside di benzolo
COPYPLAST „C” 1,0 mm	polipropilene (PP)	
DURASOFT 1,8 mm	poliuretano termoplastico (TPU) / policarbonato (PC)	non contiene nè perosside di benzolo, nè N,N-Dimethyl-p-toluidine, nè 2-Mercapto-benzothiazole, nè n-Cyclohexylbenzo-thiazole-2-sulfenamide, nè Di-(benzothiazolyl-2)disulfide, nè N-Morpholino-2-benzo-thiazolylsulfenamide, non latex
HARDCAST 0,4 - 0,8 mm	polipropilene (PP)	
IMPRELON 'S' 0,5 - 3,0 mm	policarbonato (PC)	non contiene nè perosside di benzolo,nè phthalate
DURAN 0,5 – 2,0 mm	copoliester (PET-G)	non contiene nè perosside di benzolo, nè collophonium, nè perubalsamo
IMPRELON 2,0 - 3,0 mm	polistirolo (PS)	non contiene nè perosside di benzolo, nè phenylquecksilberacetate
ISOFOLAN 0,1 mm	polietilene (PE)	
Foglio di separazione 0,1 mm	Polimerizzato di Vinicloride (PVC)	
Foglio di rivestimento	Polimerizzato di Vinicloride (PVC)	