

Fiche de données de produit SIL-KITT

1 Description de la substance/de la préparation/ de l'entreprise

Détails du produit

Nom commercial :	SIL-KITT
Utilisation du produit/ de la préparation	Matériau en silicone spécifiquement conçu pour le comblement des modèles en plâtre ent thermoformage dentaire.
Fabricant / Fournisseur	Scheu Dental GmbH Am Burgberg 20 58642 Iserlohn Téléphone : +49/ 02374/ 9288-0

2 Composition / information sur les composants

Caractérisation chimique :

MVQ / VMQ, le caoutchouc de silicone, la nomenclature selon la norme ISO 1629 avec des réticulants 2.4DCLBP (CAS 133-14-2)

3 Maniement et stockage

Maniement

Indications pour une manipulation sûre	Fermer le récipient immédiatement après utilisation. Ne pas manger, boire ou fumer durant le travail.
--	--

Stockage

Conditions de stockage :	Conserver le récipient hermétiquement fermé.
--------------------------	--

4 Risques potentiels

Indication des dangers :	Néant
Indications particulières sur les risques encourus par l'homme et l'environnement :	Compte tenu des données dont nous disposons, le produit ne présente pas une matière dangereuse conformément aux directives CE/ règlement sur les matières dangereuses.

5 Propriétés physiques et chimiques

Aspect :	blanchâtre
Odeur :	Inodore
Densité à 20 ° C :	1,1 – 1,8 g/cm ³
Point d'inflammation :	> 200°C
Température d'auto-inflammation:	> 400°C
Point d'ébullition :	Néant

Fiche de données de produit SIL-KITT

6 Stabilité et réactivité

Conditions à éviter	Réaction dangereuse : aucune connue
Substances à éviter:	Aucune connue.
Produits de décomposition dangereux :	Aucune réaction dangereuse connue dans le cadre d'un stockage et d'une manipulation conformes Des études ont montré que l'oxydation provoquée par la décomposition du formaldéhyde à des températures très élevées et à des niveaux très bas peut (3 ppm / 200° C-h)

7 Données toxicologiques

En cas d'inhalation:	Impossible
En cas de contact avec la peau :	Impossible
En cas de contact avec les yeux:	Impossible
En cas d'ingestion	Consulter un médecin, est excrété par voie naturelle.

8 Instructions relatives à l'élimination

Le produit peut être valorisé thermiquement (valeur calorifique 17MJ / kg). De petites quantités peuvent être éliminées avec les ordures ménagères. Code de déchets 070217

Le matériau peut être recyclé ou éliminé dans les déchets ménagers ou commerciaux après le tri.

Les informations ci-dessus sont fournies au meilleur de notre connaissance, mais ne peuvent être données qu'à titre indicatif. Toutes les instructions de traitement sont des valeurs standard et ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier lui-même l'adéquation à l'application concernée.