

FICHE DE DONNÉES DE PRODUIT

TAP[®] -T
TAP[®]-T Reverse

Article		Matériau
REF 9030.1	Kit TAP [®] -T	
REF 9050.1	Kit TAP [®] -T Reverse	
REF 9033.1	TAP [®] -T Unité d'ajustage de propulsion (max. sup.)	A1, B
REF 9053.1	TAP [®] -T Reverse Unité d'ajustage de propulsion (max. sup.)	A1, B
REF 9032.1	Unité de guidage (max. inf.) TAP [®] -T	A2
REF 9035.1	Clé d'activation	N'est pas classé comme produit médical
REF 5470.0	Occlusion Trainer	C

Matériau:

A1	Composants en alliage de titane grade 5, Ti-6-Al-4V								
	AL [%]	V [%]	FE [%]	C [%]	O [%]	N [%]	H [%]	TI [%]	Autres %
	5,5- 6,75	3,5-4,5	0,15- 0,25	≤ 0,08	≤ 0,20	0,01	0,0015	Reste	-

Matériau								
A2	Alliage Cr-Co							
À partir de no. de lot: 2209A	Co [%]	CR [%]	Mo [%]	Si [%]	Mn [%]	N [%]	C [%]	
	64,6	29	4,5	≤1	≤1	≤1	≤1	
B	Fluorure de polyvinylidène (PVDF)							
C	Ethylène acétate de vinyle (EVA)							

A2	Catamold® P.A.N.A.C.E.A. BASF				Catamold® P.A.N.A.C.E.A. BASF			
Lot: 1308A - 1409A	C [%]	N [%]	Cr [%]	Ni [%]	Mo [%]	Mn [%]	Si [%]	Fe [%]
	≤0,2	0,75 – 0,90	16,5 – 17,5	≤0,1	3,0 – 3,5	10 - 12	≤1	Reste

A2	Composants en alliage de titane grade 5, Ti-6-Al-4V								
Lot: 5105A - 4307A	AL [%]	V [%]	FE [%]	C [%]	O [%]	N [%]	H [%]	TI [%]	Autres %
	5,5-6,75	3,5-4,5	0,15-0,25	≤ 0,08	≤ 0,20	0,01	0,0015	Reste	

A2							
Lot 1305A	Total%- max.						
1705A	Fe	C	N	O	H	Ti	
	0,35	0,10	0,05	0,35	0,013	Reste	

A2	Acier inoxydable 1.4301							
Jusqu'à lot: 3904A	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Fe
	≤ 0,07	≤ 1	≤ 2	≤ 0,045	≤ 0,030	17 - 19	8,5 – 10,5	Reste

Article		Matériau
REF 3386	DURASOFT® 2,5 mm	D
REF 3259	Monomère auto-polymérisable DURASPLINT®	E
REF 3258	Polymère auto-polymérisable DURASPLINT®	F
REF 3257	Kit DURASPLINT®	E F

Matériau		
----------	--	--

D Jusqu'à lot 1614A	Polycarbonate et polyuréthane thermoplastique (TPU) Vous trouverez des informations plus amples sur www.scheu-dental.com	
D A partir de lot: 1714A	Polyuréthane thermoplastique + téréphtalate de polyéthylène glycol copolyester (TPU / PET-G) Vous trouverez des informations plus amples sur www.scheu-dental.com	
E	Méthacrylate de méthyle (MMA) liquide/monomère Vous trouverez la fiche de données de sécurité sous www.scheu-dental.com	
F	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) poudre/polymère Vous trouverez des informations plus amples sur www.scheu-dental.com	