




Bite Fix® Bissregistrierungen

Mit den Bite Fix® Bissregistrierungen lassen sich einfach und präzise Konstruktionsbisse in der Schnarchtherapie erstellen. Der dezentrale Griff gewährleistet eine leichte Überprüfung der Mittellinie und ist mit einer leichtgängigen Verstelle schraube und für eine einfache Bedienung mit einer mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung versehen.


Zwei Ausführungen sind erhältlich:

Bite Fix® – zur Mehrfachverwendung

Bite Fix® One – zur Einmalverwendung



Bite Fix®



Bite Fix® One

Diese Eigenschaften haben unsere Bite Fix® Bissregistrierungen gemeinsam:

- /// Der dezentrale Griff gewährleistet eine leichte Überprüfung der Mittellinie.
- /// Die leichtgängige Verstelle schraube sorgt für eine einfache Bedienung.
- /// Mit der mm-Skala gelingt eine leichte Protrusionseinstellung.
- /// Das Material ist verwindungssteif, leicht und dennoch robust.
- /// Die zierliche Bauweise ermöglicht eine handliche Bedienung.
- /// Die festgelegte Bissperrung sorgt für eine mühelose Herstellung von z. B. TAP® und IST-Geräten.

Bite Fix® Bissregistrierungen

Bite Fix® – Schnell. Sicher. Präzise.

Vereint alle Vorteile:

- // mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung
- // Verstelle schraube zur einfachen Bedienung
- // Dezentraler Griff zur leichten Überprüfung der Mittellinie
- // Verwindungssteif

Zudem ist die Bite Fix® Bissregistrierung aus sterilisierbarem Kunststoff, der Grundkörper (rot) ist mehrfach verwendbar.



Bite Fix® Kit



Bite Fix® Bissgabel

Lieferprogramm

// Bite Fix® Bissregistrierung	1 Kit	5474
// Bite Fix® Bissgabel	10 Stück	5475

Bite Fix® One – Zur Einmalverwendung.

Konzentration auf das Wesentliche:

- // mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung
- // Verstelle schraube zur einfachen Bedienung
- // Dezentraler Griff zur leichten Überprüfung der Mittellinie
- // Verwindungssteif

Bite Fix® One ist preisgünstig und anwenderfreundlich.



Bite Fix® One Kit

Lieferprogramm

// Bite Fix® One Bissregistrierung	1 Kit	5503
------------------------------------	-------	------

