

FICHE DE DONNÉES DE PRODUIT

Kit OPM

Article		Matériau
REF 5495.1	Kit OPM, composé de :	
REF 5494.1	Barres OPM, 6 paires, 25-30	A
REF 5468.1	Eléments de fixation, avec joints toriques	
	Eléments de fixation	B
	Joints toriques	C

Matériau										
A	Copolyester (PET-G)									
B	Composants en alliage 1.4305									
	C [%]	Cr [%]	Mn [%]	Mo [%]	Ni [%]	N [%]	Si [%]	P [%]	S	Fe
	< 0,15	17,0 - 19,0	< 2,0	---	8,0 - 10,0	---	< 1,0	< 0,045	0,15 - 0,35	Reste
C	Silicone									