



FICHE DE DONNÉES DE PRODUIT

Télescopes HF

Article		Matériau
REF 5449.1	Télescope HF 5	A, B, C
REF 5448.1	Télescope HF 5	A, B
REF 5454.1	Télescope HF 9	A, B, C
REF 5450.1	Télescope HF 9	A, B
REF 5444.1	Télescope HF 15	A, B, C
REF 5452.1	Télescope HF 15	A, B

Matériau								
A	Acier inoxydable 1.4301							
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	autres
	≤ 0,07	≤ 1,0	≤ 2,0	≤ 0,045	≤ 0,030	17,5 – 19,5	8,0 – 10,5	N ≤ 0,11

B	Acier inoxydable 1.4305							
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	autres
	≤ 0,10	≤ 1,0	≤ 2,0	≤ 0,045		17,0 – 19,0	8,0 – 10,0	

Matériau	
C	Polyamide